

**Produkt: Multiple Medical Alarm modul**

CE-mærket i overensstemmelse med direktivet for medicinsk udstyr (MDD) (EU/EFTA)<sup>1</sup>

Input fra fire medicinske enheder

LED-indikator for alarm fra medicinsk udstyr

Angivelse af tilslutning til medicinsk udstyr

Funktion til tilsigtet frakobling

Moniterer slidtage på stik



## ASCOM MULTIPLE MEDICAL ALARM MODUL – GRÆNSEFLADE TIL MEDICINSK UDSTYR

Uanset om den anvendes ved siden af en patientseng på en almindelig sengeafdeling eller på intensivafdelingen, er Ascom Multiple Medical Alarm modulet en effektiv løsning til administration af medicinsk udstyr<sup>2</sup> og deres alarmer.

På hospitalerne tilsluttes der i stigende grad medicoteknisk udstyr til patientsenge. Ascom Multiple Medical Alarm modulet (MMA) gør det enkelt at tilslutte og integrere op til fire separate enheder af medicoteknisk udstyr i et Ascom teleCARE IP-patientkaldesystem.

### Når patientsikkerheden er vigtigst

For at hjælpe personalet med altid at håndtere den mest presserende alarm først, indikerer MMA-modulet alarmtypen og prioritetsniveauet for hver enkelt alarm.

Derudover kan de medicinske alarmer kun nulstilles på selve det medicinske udstyr, hvilket sikrer, at personalet ikke kan nulstille en alarm ved en fejtagelse.

### Tilslutninger, der giver tryghed

Når der er tilsluttet medicoteknisk udstyr, bekræfter MMA modulet, at der er en sikker og fungerende forbindelse. Og forbindelsen helt ud i den mobile enhed kan til enhver tid bekræftes ved hjælp af en testfunktion. Tryk på testknappen og du vil modtage en testalarm i din mobile enhed.

Hvert enkelt stik overvåges for slidtage via en integreret tilslutningstæller, som bidrager til at forhindre uforudsete fejl på enheden og forenkler den planlagte vedligeholdelse.

### Undgå alarmtræthed

Tilslutningen til Ascom teleCARE IP-patientkaldesystemet sikrer, at alle medicinske alarmer bliver sendt til personale med de relevante kompetencer.

Medicinsk udstyr kan frakobles uden at udløse en utilsigtet eller uønsket alarm ved hjælp af funktionen til tilsigtet frakobling, som også indikerer, hvornår det er sikkert at frakoble udstyret.

MMA modulet er designet, så det er i overensstemmelse med direktivet for medicinsk udstyr (MDD) og andre gældende forordninger i EU/EFTA.

MMA's fordele og funktioner:		
Funktion	MMA-modul	Hovedfordele
Safe release-inputs	4 uafhængige inputs	Forhindrer skader på udstyret ved frakobling
Indikation af tilsluttet udstyr	Ja	Sikkerhed for, at det medicinske udstyr er korrekt tilsluttet
Alarmentest	Ja	Sikkerhed for, at modtagne alarmer vises på displayenheden
Tilsigtet frakobling	Ja, timet betjening (3 sekunders vindue)	Sikkerhed for, at uønskede alarmer undgås ved frakobling af medicinsk udstyr
Overvågning af linjeskift	Ja	Sikkerhed for, at et defekt kabel vil udløse en notifikation
Stik med tilslutningstæller	Ja, alarmerer ved ca. 5.000 foretagne input/output-operationer	Udsendelse af en notifikation i god tid, når stikket nærmer sig slutningen på sin mekaniske levetid, gør det nemmere at planlægge forebyggende vedligeholdelse
Elektrisk afskærmning	Ja	Sikkerhed for, at patient- og medarbejdersikkerhed optimeres

1. Må kun sælges i EU/EFTA.

2. Medicinsk udstyr med en potentialfri NO-kontakt (normal åben)

**Distribueres af:**

Ascom Danmark A/S

T +45 70 20 38 83 | F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk | www.ascom.dk

**Producers af:**

Ascom Wireless Solutions

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2, SE-417 49 Göteborg, Sverige

www.ascom.com/ws