



Smart Central Mobile Manual de Usuario

Versión 7.0

2023-03-30

Contenido

Smart Central Mobile	3
1. Introducción.....	3
2. Apertura de la aplicación.....	3
3. Pantalla “Central”.....	4
4. Lista de dispositivos médicos	7
4.1 Encabezamiento	8
4.2 Lista de dispositivos	9
4.3 Botón de menú.....	10
5. Historial de eventos del dispositivo	12
6. Smart Central Video.....	14
7. Formas de onda	16
8. Función de compartir.....	19
9. Estadísticas de alarmas	21
9.1 Opciones del sistema de las estadísticas de alarmas.....	28
10. Módulo de indicaciones	30
11. Silenciar las notificaciones en Smart Central Mobile	32
11.1 En las estaciones de trabajo de escritorio.....	32
11.2 En las estaciones de trabajo móviles	33
11.3 Presencia de enfermeras.....	35
11.4 NFC alarm filtering	36
12. Widgets.....	39
12.1 Widget de SmartCentral.....	39

Smart Central Mobile

1. Introducción



Para obtener información sobre el entorno del producto, precauciones, advertencias y uso previsto, consulte *USR ESP Digistat Care* y/o *USR ESP Digistat Docs* (dependiendo de los módulos instalados - para *Digistat Suite EU*) o *USR ENG Digistat Suite NA* (para *Digistat Suite NA*). El conocimiento y la comprensión del documento correspondiente son obligatorios para un uso correcto y seguro de *Smart Central Mobile*, descrito en este documento.

Smart Central Mobile facilita la gestión de alarmas proporcionando información contextual de muchas fuentes y presentándola al personal de una forma clara y concisa.

Smart Central Mobile está disponible para Android e iOS. El diseño de la pantalla presenta ligeras diferencias entre los dos sistemas operativos, aunque las funcionalidades y procedimientos son los mismos. Este manual muestra principalmente, a modo de ejemplo, capturas de pantalla tomadas en un entorno Android. Cuando existan diferencias significativas, estas se resaltarán en las figuras y se describirán en el texto.



Digistat Mobile para iOS no genera notificaciones, incluidas las notificaciones de alarma de Smart Central Mobile. Por lo tanto, no se puede utilizar para responder a tiempo a las alarmas ni para reducir el tiempo de respuesta a las alarmas.

2. Apertura de la aplicación

Para abrir la aplicación Smart Central Mobile

- Tocar la fila correspondiente en la pantalla del dispositivo de mano (Fig 1 - A la izquierda está Android, a la derecha iOS).




Fig 1

Se abre la pantalla Smart Central, mostrada en la Fig 2 (Android) y en la Fig 3 (iOS). Si se toca la fila de la aplicación mientras se produce una condición de alarma (aparece un número rojo en la parte superior derecha del símbolo de la aplicación), la pantalla Smart Central presentará la lista de pacientes con alarma.

3. Pantalla “Central”

La pantalla “Central” muestra un esquema resumido del estado de los dispositivos médicos conectados a cada cama de paciente, configurada en el dispositivo de mano correspondiente. En Android (Fig 2), si todas las camas del dominio están asignadas al usuario, estas se muestran como recuadros horizontales y se dividen en dos grupos dependiendo de si se han asignado al usuario mediante la función *MyPatients*. La función de asignación de pacientes se describe en el documento *USR ESP Mobile Launcher*. Las camas asignadas, de hecho, se agrupan bajo la etiqueta "Mis pacientes" (Fig 2 **A**), y las otras camas, bajo la etiqueta "Pacientes sin asignar" (Fig 2 **B**). (Fig 2).




Fig 2

En iOS, se muestran únicamente los pacientes pertenecientes al dominio del usuario. En iOS la funcionalidad *MyPatients* no está disponible; además tampoco se muestran los pacientes no asignados. La pantalla principal de Smart Central en iOS se muestra en la Fig 3.




Fig 3

En Android, es posible elegir una visualización de las camas o pacientes como un conjunto de cuadrados (Fig 4) únicamente si todos los pacientes están asignados al usuario y si la opción del sistema **ShowBedCards** de la aplicación Smart Central Mobile está marcada como verdadera. Esta vista de "bed cards" (tarjetas de cama) no está disponible en iOS.



Fig 4

Los cuadrados or mosaicos numerados que se muestran en la pantalla representan las camas configuradas en el dispositivo de mano (Fig 4 **A**). Los cuadrados/mosaicos visibles en una sola pantalla forman el “dominio” de camas cubierto por el dispositivo de mano. El “dominio” se define en la configuración.

El número o carta que se muestra dentro del cuadro/mosaico indica el número o carta de cama. En cada cuadrado o mosaico se indica en forma gráfica, a través del color de fondo y del icono correspondiente, el estado de los dispositivos médicos conectados.

1	Hay al menos un dispositivo médico conectado funcionando
6 	Todos los dispositivos médicos conectados a la cama están en espera
1 	Al menos uno de los dispositivos médicos conectados está enviando una alarma de prioridad baja
7 	Al menos uno de los dispositivos médicos conectados está enviando una alarma de prioridad media
8 	Al menos uno de los dispositivos médicos conectados está enviando una alarma de prioridad alta

El primer caso del esquema presentado anteriormente es aquel en el que ningún dispositivo está enviando datos desde la cama. En este caso, si el usuario toca un mosaico gris en Android, la aplicación Smart Central mostrará una pantalla con el mensaje "No devices found" (No se han encontrado dispositivos - Fig 5).




Fig 5

Se pueden usar los filtros indicados en Fig 4 **B** para mostrar todas las camas configuradas o solamente las camas que están enviando una alarma.

Es posible configurar la aplicación Smart Central para que reactive la pantalla si se produce una alarma para el usuario y el dispositivo móvil se encuentra sobre un soporte plano (un escritorio, una mesa, etc.). Esta funcionalidad no está disponible en iOS.

Salir

Pulse el botón de retroceso (Fig 4 **C**) para salir de la aplicación y volver a la pantalla de inicio.

4. Lista de dispositivos médicos

Tocar uno de los cuadrados de la pantalla “Central” para mostrar la lista de los dispositivos médicos conectados a la cama (Fig 6).




Fig 6

Esta pantalla está formada por dos áreas: un área de encabezamiento (Fig 6 **A**) y la lista de dispositivos médicos (Fig 6 **B**). En caso de alarma, la etiqueta "Con alarma" aparece de color rojo. Además, un número entre paréntesis indica el número de dispositivos con alarma. La pestaña "Eventos" comunica la lista de todas las notificaciones relacionadas con el paciente concernido. La lista de eventos puede incluir, según el contexto en el que se utilice la aplicación: alarmas; eventos de usuario; mensajes de estado del dispositivo; eventos del paciente.



Fig 7

4.1 Encabezamiento




Fig 8

El área de encabezamiento (Fig 8) pone a disposición la siguiente información y las siguientes herramientas:

- Número de cama (Fig 8 **A**);
- Datos de paciente (Fig 8 **B**).
- El icono de la campana (Fig 8 **C**) indica que hay al menos un dispositivo médico con alarma en al menos una de las otras camas (no se muestra actualmente). Si se hace clic en el icono de la campana roja, la pantalla de Smart Central mostrará la lista de pacientes con alarma.
- Usar el icono indicado en Fig 8 **D** para ensanchar las áreas de dispositivo y mostrar más información para cada dispositivo médico conectado. El tipo de información que se muestra depende de la configuración y del dispositivo específico. En iOS este icono es diferente, pero su posición y función son las mismas  - (icono en iOS).
- Tocar el icono (Fig 8 **D**) de nuevo para volver al modo compacto de visualización.
- Usar los filtros indicados en Fig 8 **E** para mostrar ya sea todos los dispositivos médicos conectados o solamente los que dan notificaciones.
- Usar la flecha direccional atrás (Fig 8 **F**) para volver a la pantalla “Central”.

4.2 Lista de dispositivos

En la parte inferior de la pantalla "Cama", se representan cada uno de los dispositivos médicos como se muestra en Fig 9:




Fig 9

Cada dispositivo médico está representado por una "tarjeta". Cada "tarjeta" muestra la siguiente información:

- Un icono indicando el tipo de dispositivo médico. La lista de posibles cambios de iconos según las necesidades del instituto sanitario. Veamos algunos ejemplos comunes:

	Bomba de infusión
	Respirador
	Máquina para medir el gasto cardíaco

- Un icono indicando el estado del dispositivo médico. Los estados son:

	En espera
	Funcionando
	Enviando una notificación de alarma de prioridad baja
	Enviando una notificación de alarma de prioridad media
	Enviando una notificación de alarma de prioridad alta

En el caso de un dispositivo con alarma, el estado del dispositivo médico se indica también mediante un rectángulo a la izquierda de la tarjeta y coloreado según el nivel de gravedad de la alarma:

- Cian (alarma de prioridad baja).
- Amarillo (alarma de prioridad media).
- Rojo (alarma de prioridad alta).

Para cada dispositivo médico, dentro de la "tarjeta" se muestra alguna información básica. El tipo de información depende de la configuración.

En caso de alarma, la "tarjeta" muestra el mensaje de alarma.

4.3 Botón de menú

El botón indicado en Fig 12 **A** abre un menú que permite el acceso directo a algunas funcionalidades específicas.




Fig 10

- Toque el botón  para abrir el menú (Fig 14).



Fig 11

Las opciones que se presentan en el menú dependen de la configuración vigente y de la disponibilidad de las funcionalidades relacionadas.

Las opciones posibles son:

- Cámara web: muestra la transmisión de vídeo de una cámara web configurada (véase el apartado 6).
- Formas de onda: muestra casi en tiempo real las formas de onda recopiladas por dispositivos médicos (consulte el apartado 7).
- Compartir: es una función que permite compartir datos con aplicaciones de terceros (véase el apartado 8)

Además, se pueden mostrar botones específicos para acceder directamente a otros módulos de Digistat y a los datos del paciente actualmente seleccionado, en un número variable según la disponibilidad y la configuración original. Los módulos son los siguientes:

- CDSS Configurator Mobile.
- Diary.
- On Line Mobile.

Consulte los manuales de usuario de los módulos relacionados para ver las instrucciones de funcionamiento.

En iOS sólo están disponibles las opciones "Share" (Compartir) y "Waveforms" (Formas de onda).

- Toque el botón  para ocultar el menú.



Si ninguna de estas opciones está disponible, el menú no estará presente. Si solo hay una opción disponible, se mostrará el icono de dicha opción específica.

5. Historial de eventos del dispositivo

Cada "tarjeta de dispositivo" se puede tocar para acceder a la lista de todos los eventos relacionados con el dispositivo médico considerado (Fig 12).




Fig 12

Esta pantalla está formada por tres áreas.

Datos de paciente (Fig 12 A).

Datos actuales del dispositivo médico. Los datos mostrados en esta "tarjeta", también dependen del tipo de dispositivo y de la configuración (Fig 12 B).

Historial de eventos del dispositivo. Visualización, en orden cronológico, de todos los eventos relacionados con el dispositivo.

Para cada evento, se da una breve descripción y se indica el momento en que se ha producido (Fig 12 C). Para cada alarma, se muestran la hora de comienzo y de final (cruz negra en el icono )

El icono tachado a la izquierda indica que un determinado evento ha finalizado. Por ejemplo, en la figura que se muestra en Fig 13, el evento comenzó a las 10:40 a.m. (Fig 13 A) y finalizó a las 10:41 a.m. (Fig 13 B).




Fig 13

“Waveforms” captura

- Haga doble clic en el icono  (si existe - Fig 14 **A**) para mostrar la instantánea de la forma de onda relacionada al evento correspondiente.



Fig 14

La siguiente ventana abre (Fig 15):




Fig 15

El evento relacionado con la instantánea waveform se notifica en in Fig 15 **A**. Lea el apartado 7 para conocer más detalles sobre las waveforms.

6. Smart Central Video



Esta funcionalidad no está disponible en iOS.

La aplicación Smart Central se puede configurar para permitir la transmisión en vivo de una cámara web. Esta característica permite el monitoreo visual del área del paciente.

Si está habilitada la función de Smart Central Video y se ha configurado correctamente para un paciente seleccionado, la opción de cámara web estará disponible en el botón de menú que se muestra en Fig 16.




Fig 16

- Toque la opción "Cámara web" del menú para ver la transmisión de vídeo de la cámara (Fig 16 A).




Fig. 17

- Pulse el botón Atrás del sistema para volver a la pantalla anterior.

La función de «Privacidad» permite al usuario apagar la cámara web del paciente examinado: esto puede hacerse de forma permanente o por un cierto intervalo de tiempo. Durante el modo «Privado» no se puede ver ningún vídeo en vivo. El modo modo «Privado» está deshabilitado por defecto.

A continuación, se presenta la barra de botones de privacidad (Fig. 17 **A**) se representa a continuación:



- Pulse el botón « Encendido» para habilitar el modo «Privado».

El botón de «**Encendido** » queda resaltado cuando se selecciona.

En el modo «Privado» la pantalla de transmisión en vivo de la cámara web es como la que se muestra a continuación (Fig. 18):




Fig. 18

- Pulse el botón « **Desactivado** » para desactivar el modo «Privado».

Para activar el modo «Privado» solo durante un intervalo de tiempo determinado:

- Pulse los botones **5** o **15** o **30** minutos para habilitar el modo «Privado» durante 5 o 15 o 30 minutos.

El botón seleccionado en la barra queda resaltado.

Después del intervalo de tiempo seleccionado, el modo «Privado» se desactiva automáticamente.

Si la cámara web admite la transmisión de audio, también es posible activarlo pulsando el  botón (Fig. 17 **B**).

Una opción de configuración permita activar la cámara únicamente para una cama solo si en dicha cama existe una alarma con una prioridad determinada. Por ejemplo: la cámara se activa en una cama solo cuando existe una alarma con prioridad alta. Las cámaras de las

camas sin alarmas permanecen apagadas. Consulte a los administradores del sistema para conocer las opciones disponibles.

7. Formas de onda

Smart Central Mobile puede mostrar formas de onda casi en tiempo real recogidas de dispositivos médicos. Para activar esta funcionalidad es necesario habilitar al menos un parámetro de forma de onda en la sección de configuración de las capacidades del controlador.

Si la función está habilitada, la opción "Formas de onda" estará disponible en el botón de menú (Fig 19 **A**).




Fig 19

Para mostrar las formas de onda de una cama:

- Toque la tarjeta de cama correspondiente.
- Toque el botón de menú (Fig 19 **A**).
- Toque la opción "Formas de onda" (Fig 19 **B**) del menú.

A continuación, se muestra una pantalla con las tendencias de los parámetros recogidos (Fig 20).




Fig 20

La vista Waveform puede configurarse para que muestre los parámetros actualmente recibidos de los dispositivos médicos (Fig 21 A):




Fig 21

Pulse el icono de la flecha de color azul claro (Fig 21 B) para contraer la sección que muestra los parámetros actualmente recibidos (Fig 21 A).




Fig 22

Pulse el icono de la flecha de color azul claro (Fig 22 **A**) para ampliar la sección que muestra los parámetros actualmente recibidos.

Para ello, configure la opción de sistema `WaveformFormatString`. Para más información, lea el documento *DSO ENG System Option*.

Se pueden organizar las waveforms captadas de los dispositivos médicos configurando correctamente la opción de sistema `WaveformsSortingList`. Para más información, lea el documento *DSO ENG System Option*.

Las waveforms se añaden a la vista cuando se reciben datos de los dispositivos. Eso significa que, independientemente del tipo de ordenación, no se muestra una waveform hasta que se reciben los datos correspondientes. Luego, según los ajustes de ordenación, la waveform se muestra en la posición correcta. Si no hay ningún filtro de ordenación, las vistas de waveform aparecen en la parte inferior cuando llegan los datos correspondientes.

8. Función de compartir

Es posible habilitar la función de **Compartir**, que permite compartir datos como, por ejemplo, textos relativos a las camas, enlaces a las camas y capturas de pantalla de las tarjetas de detalles de las camas de Smart Central Mobile, entre Smart Central Mobile y aplicaciones de terceros, o bien entre Smart Central Mobile y Unite Collaborate App.

En primer lugar, habilite la función de Compartir yendo a Configurador Web > General > Opciones del sistema y seleccionando las opciones del sistema ShareMode del módulo Digistat Mobile.

Los valores permitidos que se pueden introducir en el cuadro de texto disponible son los siguientes:

- **0** para deshabilitar la opción.
 - **1** para habilitar la posibilidad de compartir datos con aplicaciones de terceros.
 - **2** para habilitar la posibilidad de compartir datos con Unite Collaborate.
- Haga clic en el botón **Editar** y, acto seguido, introduzca el valor 1 o 2 en el cuadro de texto disponible.
- Haga clic en el botón **Guardar** para guardar la configuración.

Vaya a Smart Central Mobile y elija una cama que contenga un paciente ingresado. Haga clic en el botón **FAB** situado en la parte inferior derecha de la vista de la tarjeta: se abrirá un menú y aparecerá una nueva entrada, el botón de Compartir (véase la Fig 23) se mostrará y se puede seleccionar.




Fig 23

Al hacer clic en el botón de Compartir, aparece un cuadro de diálogo con el texto "Compartiendo datos", con un mensaje de advertencia y tres botones (Fig 24) que, de izquierda a derecha, permiten compartir:

- **datos de texto** de la cama actual;
- **enlaces** a la página de la cama actual;
- **una imagen** de la vista de cama actual.




Fig 24

En iOS, las mismas opciones están disponibles, pero se seleccionan a través de un menú (Fig 25).




Fig 25

Si se elige el modo 1 y se introduce en el campo de valor de la opción del sistema ShareMode, la función de **Compartir** puede llevarse a cabo sin que el usuario inicie sesión. Si no se inicia la sesión, eligiendo el botón de **Texto**, el nombre del paciente no se compartirá. En caso contrario:

- Seleccionando el botón **Texto**, se comparten el nombre de la cama, el nombre del paciente, la lista de dispositivos asociados a la cama y la lista de alarmas y parámetros vitales.
- Seleccionando el botón **Enlace**, se comparte un enlace a la vista de la cama.
- Seleccionando el botón **Imagen**, se comparte una captura de pantalla de la vista detallada de la cama de Smart Central Mobile.

Si, en su lugar, se establece el modo 2, la función de **Compartir** solo se puede habilitar y llevar a cabo después de que el usuario haya iniciado la sesión a través de la **Ascom Login App** (Unite SSO). Inicie la sesión mediante la Ascom Login App introduciendo las credenciales de un usuario de Unite. A continuación, seleccione una cama y el botón **FAB** para que aparezca el botón de **Compartir**.

- Haga clic en el botón de **Compartir** y, en la ventana "Compartiendo datos", seleccione:

- El botón de **Texto** para compartir información sobre la cama y los pacientes, las alarmas y los parámetros vitales y, a diferencia del modo 1, también el enlace a la vista de la cama.
- El botón de **Enlace** para compartir solamente el enlace a la cama.
- El botón de **Imagen** para compartir la captura de pantalla de la vista detallada de la cama junto con el enlace a la vista de la cama.

9. Estadísticas de alarmas



Esta funcionalidad no está disponible en iOS.




Fig. 26

El módulo de estadísticas de alarmas muestra esta información en forma de gráficos de barras y circulares e informes resumidos y detallados para un paciente seleccionado. Desde Smart Central Mobile, elija una cama que contenga un paciente ingresado y, a continuación:

- haga clic en el botón **FAB** situado en la parte inferior derecha de la vista de la tarjeta y, acto seguido, en el **icono de estadísticas de alarmas** (Fig. 26 A).




Fig. 27

Aparece una página nueva y, en la parte superior (debajo del nombre del paciente y el número de cama), un **gráfico de barras** (Fig. 27 A). En el eje x se representa el tiempo, mientras que en el eje y se registra y se muestra el número de alarmas como barras de diferentes alturas y con los colores de prioridad convencionales en función de los diferentes tipos de alarma (prioridad alta, media y baja). El gráfico muestra las alarmas, desde la más antigua a la más reciente, de izquierda a derecha. Si no se ha registrado ninguna alarma en el intervalo de tiempo de referencia (en este caso, 2 horas), no se mostrará el gráfico.

En la parte superior derecha de la barra de acciones se muestra un **icono de intervalo de tiempo** (Fig. 27 B).

En la parte central, se observan **tres pestañas** (Fig. 27 C). La primera está seleccionada por defecto:




Fig. 28

- **Gráficos** (Fig. 28 **A**). Se muestran dos gráficos circulares:
 - el de **prioridad de las alarmas** (Fig. 28 **B**), que representa los porcentajes de alarmas de prioridad **alta, media y baja** para el intervalo de tiempo seleccionado. En la parte derecha del gráfico circular se incluye una leyenda y las etiquetas y colores de las diferentes prioridades se indican claramente.
 - el de la **fuentes** (Fig. 28 **C**), que representa los porcentajes relativos a las **5 fuentes principales** que generan las alarmas. Si existen más de 5 fuentes, la quinta representada se marcará como «Otros» para incluir todas las fuentes restantes con menos alarmas. En la parte derecha del gráfico circular se incluye una leyenda y las etiquetas y colores configurados se indican claramente.




Fig. 29

- **Resumen** (Fig. 29 **A**): se facilita una tabla donde se registran todos los datos de las alarmas. En la parte superior de la tabla, se indica el **número total de alarmas** (Fig. 29 **B**) junto con sus prioridades, el número de episodios, los porcentajes y duraciones. Además, se dividen en función de su gravedad o prioridad. Cada tipo de prioridad de la alarma se representa con el icono correspondiente. En los grupos siguientes, las alarmas se dividen por prioridad y **se agrupan por dispositivo** (Fig. 29 **C**), por orden alfabético. Se muestran claramente los nombres y los iconos de cada dispositivo.

En el ejemplo, de la cama del paciente Joe en las 2 últimas horas: se han registrado 24 alarmas de prioridad alta que representan el 53,33 % de las alarmas totales con una duración de 360 segundos; 18 alarmas de prioridad media, que representan el 40 % de las alarmas totales con una duración de 270 segundos, y 3 alarmas de prioridad baja, que representan el 6,67 % de las alarmas totales con una duración de 45 segundos. Acto seguido, estas alarmas se dividen en función del dispositivo del que provienen.




Fig. 30

- **Detalles** (Fig. 30 **A**): la página muestra el **número total de mensajes de alarma** junto con las prioridades, porcentajes, número de episodios y duraciones, **agrupados por dispositivo** en bloques diferentes (Fig. 30 **B**), en **orden alfabético**. Cada bloque contiene todos los mensajes de alarma correspondientes, agrupados por prioridad y ordenados según la prioridad, la frecuencia y el texto de la alarma. Las tablas de los dispositivos se muestran una sobre otra y los iconos de los dispositivos, junto a sus nombres. Los mensajes de las alarmas se indican en la columna «**Alarma**».




Fig. 31

Es posible modificar el intervalo de tiempo para que se muestren los gráficos, tablas y estadísticas que se refieran a él. Solo hay que hacer clic en el **icono de intervalo de tiempo** situado en la parte superior derecha de la página (Fig. 27 **B**) y se abrirá la **ventana** correspondiente con un **menú** preconfigurado **de cuatro opciones** entre las que elegir. La primera opción es el intervalo definido por defecto en la opción del sistema **AlarmsHistoryChartConfigMobile**, en la etiqueta `<MinutesDisplayed>xxx</MinutesDisplayed>`, en la que «xxx» indica los minutos introducidos. Las otras tres opciones se calculan tomando como referencia el tiempo predeterminado, redondeando el valor de la hora si no lo está y añadiendo, respectivamente, 2, 4 y 6 horas. En el ejemplo, el tiempo predeterminado es de 2 horas. Las opciones disponibles son: 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas.




Fig. 32

Si, en su lugar, la etiqueta <MinutesDisplayed>xxx</MinutesDisplayed> de la opción del sistema AlarmsHistoryChartConfigMobile se configura en 30 minutos, las opciones disponibles son las siguientes: 30 minutos, 3 horas, 5 horas y 7 horas, puesto que los 30 minutos predeterminados se redondean a una hora.




Fig. 33

Al hacer clic en la opción «6 horas» (Fig. 31 A), se modifica el eje x del gráfico y el punto de origen corresponde a 6 horas contando a partir de ahora, mientras que el punto final corresponde al momento presente. En las diferentes pestañas, gráficos, resúmenes y vistas detalladas se reorganizarán las estadísticas de alarmas para tener en cuenta el nuevo intervalo de tiempo elegido. La modificación del intervalo se aplicará únicamente al paciente seleccionado y no a los demás presentes en el dominio.

9.1 Opciones del sistema de las estadísticas de alarmas

Edit System Option

Name	AlarmsHistoryChartConfigMobile	HostName	Set current hostname
Application	ALARMSTATISTICSMOBILE	Type	Text
Hospital Unit		User	
Description	Configure settings for alarm statistic chart	Value	<pre>1 KAlarmStatsConfig<MinutesDisplayed>120</MinutesDisplayed><MaxValue>10</MaxValue><DensityPixels>80</DensityPixels></pre>

View in text area

Copy Edit Close

Fig. 34

- **AlarmsHistoryChartConfigMobile.** En el campo de valor se facilita un XML que se puede personalizar y que permite configurar o modificar:
 - los minutos predeterminados que se mostrarán en los gráficos (si el número es mayor o igual que 60, la unidad será la hora; si el número es inferior a 60, la unidad será el minuto).
 - la densidad de píxeles de cada gráfico de barras (tanto en las páginas generales como en las de información detallada).
 - el número máximo de alarmas que se muestran en el eje y de cada gráfico de barras.

El XML predeterminado es el siguiente:

```
<AlarmStatsConfig><MinutesDisplayed>120</MinutesDisplayed><MaxYValue>10</MaxYValue><DensityPixels>80</DensityPixels></AlarmStatsConfig>
```

The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Edit System Option". It contains several input fields and a large text area. The "Name" field is set to "AlarmsAggregatorsConfig". The "Application" field is set to "ALARMSTATISTICSMOBILE". The "Host Name" field has a "Set current hostname" button. The "Type" field is set to "Text". The "User" field has edit and delete icons. The "Description" field contains the text: "List of alarms that must be aggregated during alarm statistics generation." The "Value" field is a large text area with a "View in text area" button. At the bottom right, there are "Copy", "Edit", and "Close" buttons.

Fig. 35

- **AlarmsAggregatorsConfig.** Se puede personalizar un archivo XML para configurar una lista de alarmas que se combinarán cuando se generen las estadísticas correspondientes para evitar duplicados en la vista detallada.

Se ofrece un ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<AlarmAggregators xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Aggregators>
    <AlarmAggregator>
      <MatchingRegex>xxx</MatchingRegex>
      <ResultString>TEST</ResultString>
    </AlarmAggregator>
  </Aggregators>
</AlarmAggregators>
```

donde «xxx» es una cadena.

10. Módulo de indicaciones



Esta funcionalidad no está disponible en iOS.

Si en una cama o paciente se notifican una o más indicaciones con una prioridad que vaya más allá del nivel informativo, se mostrará un **icono** correspondiente al de la **alerta de mayor gravedad o prioridad** junto al nombre del paciente, en la tarjeta del mismo, en la vista detallada del módulo Smart Central Mobile. Si la indicación tiene una prioridad de carácter informativo, no se muestra ningún icono.

En las imágenes siguientes se observan pacientes con indicaciones con diferentes niveles de prioridad (la indicación con prioridad alta se muestra en la Fig. 36 **A**; con prioridad media, en la Fig. 36 **B**; con prioridad baja, en la Fig. 36 **C**).




Fig. 36

Para acceder al módulo de **indicaciones**:

- seleccione a un paciente de la lista y
- haga clic en el **icono de indicaciones** que aparece en la tarjeta del paciente.




Fig. 37

Se mostrará la página del módulo. También se podrá leer íntegramente el contenido de la notificación activa. En caso de que se haya registrado más de una indicación activa, se recuperará la lista de todas las indicaciones disponibles para ese paciente.

Para más información sobre la funcionalidad y el uso del módulo de **indicaciones**, consulte el manual de usuario de Mobile Launcher (*USR ESP Mobile Launcher*).

11. Silenciar las notificaciones en Smart Central Mobile

Las notificaciones se pueden silenciar en las instancias de Smart Central Mobile durante un período de tiempo específico y para una cama específica. La función «Silenciar» afecta solo a la aplicación Smart Central Mobile. El escritorio de Smart Central continúa proporcionando notificaciones de audio y no se puede silenciar.

Para habilitar esta función es necesario habilitar las opciones globales del sistema denominadas `ManageMobilityAlarms` y `SilenceMobilityAlarmsIntervals` en el Digistat Configurator Web. Consulte el manual de configuración de Digistat Suite para obtener más información al respecto.



El procedimiento de silenciamiento puede realizarse tanto en estaciones de trabajo de escritorio como en las móviles, pero solo afecta a las móviles.



Esta función no es relevante en iOS.

11.1 En las estaciones de trabajo de escritorio.

Si ambos parámetros están activados, aparece un nuevo icono en el encabezado de la tarjeta de la cama (Fig. 38).



Fig. 38

El icono de dos teléfonos móviles indica que las notificaciones están activadas en Smart Central Mobile para la cama seleccionada.

- Haga clic en el icono para abrir una nueva ventana emergente en la que es posible configurar y especificar la activación y desactivación de las notificaciones entre múltiples opciones (Fig. 39). Estas son las siguientes:
 - Notificaciones habilitadas.
 - Las notificaciones están deshabilitadas para, seguido de las opciones configuradas de X, Y, Z minutos.




Fig. 39

Los valores X, Y, Z son los especificados en la configuración de la opción del sistema SilenceMobilityAlarmsIntervals antes mencionada.

- Haga clic en **GUARDAR** o **CERRAR** para cerrar la vista.

Si las notificaciones están desactivadas, el icono del encabezado de la tarjeta de la cama se vuelve rojo y junto a él aparece un número de cuenta atrás (los minutos configurados y elegidos) (Fig. 40 **A**).



Fig. 40

Cuando la cuenta atrás llega a cero, el icono se pone negro de nuevo, la cuenta atrás se elimina y las notificaciones se restauran. En la imagen de arriba, por ejemplo, las notificaciones en Smart Central Mobile están desactivadas para la cama 7 durante 20 minutos.

- Haga clic en el icono rojo para volver a encender el audio o reiniciar la cuenta atrás de silenciamiento.

Cuando las notificaciones móviles están desactivadas para una cama:

- En Smart Central Desktop no hay diferencias en la comunicación de notificaciones.
- En Smart Central Mobile se muestran las notificaciones relacionadas con la cama silenciada, pero el audio y la vibración se desactivan durante el tiempo especificado.

11.2 En las estaciones de trabajo móviles

Para activar/desactivar las notificaciones en las estaciones de trabajo móviles:

- Haga clic en una ficha de cama para navegar a la pantalla de detalles de la cama.

Si los parámetros ManageMobilityAlarms y SilenceMobilityAlarmsIntervals están habilitados, aparece un nuevo icono en la parte superior de esta pantalla, junto a los datos del paciente (Fig. 41 A):




Fig. 41

- Haga clic en el icono del altavoz para abrir una nueva ventana emergente en la que es posible configurar y especificar la activación y desactivación de las notificaciones entre múltiples opciones (Fig. 42). Estas son las siguientes:
 - Habilitar notificaciones.
 - Deshabilitar para, seguido de las opciones configuradas de X, Y, Z minutos.




Fig. 42

Los valores X, Y, Z son los especificados en el campo de valor de la opción del sistema SilenceMobilityAlarmsIntervals.

- Haga clic en **ACEPTAR** o en **CANCELAR** para cerrar la vista.

Si las notificaciones están desactivadas, el icono del altavoz de la tarjeta de la cama se vuelve rojo y debajo de él aparece un número de cuenta atrás (los minutos configurados y elegidos) (Fig. 43 A) que indica el tiempo de silenciamiento escogido.




Fig. 43

En la Fig. 43, por ejemplo, las notificaciones están desactivadas durante 5 minutos en la cama 1. Cuando la cuenta atrás llega a cero minutos, el icono se vuelve de color azul claro de nuevo y se restablecen las notificaciones.

Si las notificaciones están deshabilitadas para una cama específica, también la tarjeta de cama correspondiente mostrará un icono de silenciamiento (la Fig. 44 a/b muestra el icono cuando está en las tarjetas de cama —izquierda— y en el modo recuadros —derecha—):




Fig. 44 a/b



La posibilidad de silenciar las notificaciones en dispositivos móviles está deshabilitada de forma predeterminada. Si esta opción está habilitada, la institución de atención médica necesita una buena evaluación de riesgos para asegurarse de mitigar todos los riesgos posibles. Durante un silenciamiento temporal de notificaciones, es necesario que un usuario supervise permanentemente Smart Central Desktop.

Integración con Unite

Cuando Digistat se integra con Unite y la aplicación Axess (o la aplicación equivalente en los dispositivos Myco 2) genera las notificaciones, las notificaciones de silenciamiento en Smart Central afectan a la integración de Unite también.

11.3 Presencia de enfermeras



Esta funcionalidad no está disponible en iOS.

Cuando el sistema está configurado para trabajar con la presencia automática de enfermeras usando infrarrojos, el mecanismo de silenciamiento se administra automáticamente.

Cuando la enfermera entra en la habitación de un paciente, las alertas se silencian automáticamente en los dispositivos móviles (de la misma forma que cuando se silencia manualmente) para esa cama específica. Cuando la enfermera sale de la habitación de un paciente, las alertas se activan de nuevo. Si hay muchas enfermeras dentro de la habitación del paciente, las alertas se silencian (en dispositivos móviles) siempre y cuando una enfermera esté dentro de la habitación del paciente.

El mecanismo de presencia de enfermeras se habilita gracias a la función de infrarrojos (presente en los dispositivos Myco 2 o Myco 3). El usuario debe recordar que el teléfono inteligente debe estar siempre en una posición de modo que las balizas de infrarrojos sean visibles para el propio teléfono inteligente. Por tanto, el usuario debe evitar colocar el teléfono inteligente dentro de un bolso o un bolsillo cerrado.

Si el teléfono inteligente se detecta dentro de la habitación de un paciente y, después de un tiempo configurado, deja de detectarse, la función de silencio se desactiva automáticamente. Esto reduce el riesgo de que las enfermeras salgan de la habitación del paciente olvidándose del teléfono inteligente que hay dentro.

Cuando la enfermera está dentro de la habitación de un paciente, aparece un icono de «enfermera» junto al nombre de la cama en la ficha del paciente (Fig 45 A).



Fig 45 a/b

11.4 NFC alarm filtering

El dispositivo Myco 3 (o cualquier dispositivo Android con sensor NFC) es compatible con el filtrado de alarmas NFC. Por tanto, se pueden silenciar las notificaciones de Smart Central Mobile durante un periodo determinado al detectar una etiqueta NFC configurada correctamente y colocada cerca del paciente/de la cama.

Las notificaciones están silenciadas durante un periodo configurado que debe especificarse en la etiqueta NFC junto con el número de cama. Transcurrido dicho periodo, las notificaciones se restablecen automáticamente.

Para silenciar las notificaciones en Smart Central Mobile procedentes del paciente/de la cama en cuestión:

- Desbloquee el dispositivo móvil y colóquelo cerca de la etiqueta NFC.

Aparecerá la siguiente ventana:




Fig 46



Es posible configurar una sola etiqueta NFC para silenciar varias camas. En este caso, los números/nombres de las camas aparecen en la pantalla de la Fig 46.

W Cuando las notificaciones estén desactivadas, se muestra el siguiente icono (Fig 47 **A**). Debajo del icono, un número de cuenta atrás indica el "periodo de silencio" restante:




Fig 47

En Fig 47, por ejemplo, las notificaciones están desactivadas durante 5 minutos en la cama 1. Cuando la cuenta atrás llega a cero, el icono se pone de color negro y se restablecen las notificaciones.



Every time the mobile device is put close to the NFC tag, the remaining mute time is extended by the value configured in the tag itself.

Para restablecer las notificaciones en Smart Central Mobile procedentes del paciente/de la cama en cuestión (antes de que transcurra el periodo de silencio):

- Pulse el icono que muestra el periodo de silencio (Fig 47 **A**).

Como alternativa:

- Desbloquee el dispositivo móvil y colóquelo cerca de una etiqueta NFC *diferente* donde el periodo esté configurado en "0".

En ambos casos, aparecerá la siguiente ventana:




Fig 48



La posibilidad de silenciar las notificaciones en dispositivos móviles está deshabilitada de forma predeterminada. Si esta opción está habilitada, la institución de atención médica necesita una buena evaluación de riesgos para asegurarse de mitigar todos los riesgos posibles. Durante un silenciamiento temporal de notificaciones, es necesario que un usuario supervise permanentemente Smart Central Desktop.

12. Widgets



Esta funcionalidad no está disponible en iOS.

El Producto implementa un conjunto de widgets, es decir, controles gráficos destinados a facilitar algunas acciones específicas del usuario.




Fig. 49

En el presente párrafo se mostrará el widget relacionado con la aplicación Smart Central Mobile.

12.1 Widget de SmartCentral

El Widget de SmartCentral permite al usuario acceder a la aplicación Smart Central Mobile. Para utilizar esta función, el usuario debe realizar las siguientes acciones:

- Pulse el icono que se muestra en Fig. 49 **A** y suéltelo en la pantalla del dispositivo.

El Widget de SmartCentral por defecto se colocará en la pantalla del dispositivo con el tamaño 1 x 1 (Fig. 50)




Fig. 50

- Pulse el icono en Fig. 50 **A** para acceder a la pantalla de Smart Central Mobile (Fig. 51).




Fig. 51

Con el tamaño 1 x 1, el número de camas con alarmas mostradas en el widget de SmartCentral se visualiza como un número rojo en el propio widget (Fig. 52):



Fig. 52

- En este caso, toque el widget de SmartCentral para acceder a la pantalla de las camas con alarma si hay más de una cama con alarma (Fig. 53), o la de cama individual con alarma si solo hay una cama con alarma (Fig. 54):




Fig. 53




Fig. 54

- Mantenga pulsado durante un rato el icono del widget y luego suéltelo para mostrar los puntos de agarre para modificar el tamaño del widget (Fig. 55).



Fig. 55

- Toque y mueva uno de los dos puntos de agarre y luego empuje el fondo del escritorio para cambiar el tamaño del widget a 2 x 1.

En este caso, el Widget de SmartCentral puede mostrar una breve descripción de la causa de la alarma, que se detalla a continuación:




Fig. 56

No hay camas con alarma




Fig. 57

Una cama con alarma




Fig. 58

Más de una cama con alarma

Tenga en cuenta que con el tamaño 2 x 1 del Widget algunos textos descriptivos pueden resultar demasiado largos para visualizarse correctamente. En este caso, es recomendable volver a ampliar el tamaño del Widget.

Se puede cambiar el tamaño del Widget de SmartCentral a 3 x 1, 4 x 1 y 5 x 1:



Fig. 59