

Identity Web Használati utasítás

0.1 verzió

2024-10-23

Ascom UMS srl Unipersonale Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Olaszország Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030 <u>www.ascom.com</u>

Tartalom

Identity Web	3
1. Bevezetés	3
2. Beteg kiválasztása	3
3. Az "Identity Web" almodul kiválasztása	4
4. A társított eszközök listája	5
5. Leválasztási eljárás	6
6. Keresés és társítási eljárás	8
6.1. Leválasztás a keresés után	10
6.2. Már párosított eszközök	11
7. Vonalkód keresés és a kiválasztás	12

Identity Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs (a telepített moduloktól függően – Digistat Suite EU esetén) vagy USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA esetén). A megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező a jelen dokumentumban leírt "Identity Web" helyes és biztonságos használatához.

1. Bevezetés



Az Identity Web a Control Bar Web egy almodulja, amely az adott egészségügyi szervezetben használt konfigurációtól függően engedélyezhető vagy sem. További információkért forduljon a rendszergazdákhoz.

Az "Identity Web" almodul lehetővé teszi az orvosi eszközök gyors hozzárendelését/eltávolítását a betegekhez a Digistat Web környezetében.



A konfigurált eszközöknek csak egy alcsoportja jogosult a gyors társítási / szétkapcsolási eljárásra. Az eljárás általában olyan wi-fi eszközökre vonatkozik, amelyeket gyakran áthelyeznek egyik betegről a másikra. Minden esetben az eszköz jellemzői, használati módja és konfigurációja az, ami alapján az itt leírt eljárás alkalmazható vagy nem alkalmazható.

2. Beteg kiválasztása

Az "Identity Web" csak a páciens kiválasztása után indítható el. A páciens kiválasztásához

Kattintson az Ábra 1 A jelű Páciens kiválasztása gombra.



Ábra 1

Megnyílik a Patient Explorer webmodul. Tekintse meg a Digistat[®] Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (*USR HUN Patient Explorer Web*) a betegkezelési funkciókkal kapcsolatos további információkért.



A Patient Explorer Web helyett más modulok is konfigurálhatók a páciensek kiválasztásához, a konfigurációtól függően. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban. A páciens kiválasztásakor a beteg neve és főbb adatai jelennek meg a **Páciens** gombon (Ábra 2 **A**).



3. Az "Identity Web" almodul kiválasztása

Ha elérhető az "Identity Web" almodul, a 🔽 ikon jelenik meg a beteggombon (Ábra 3 A).



Az Identity Web elindítása:

➤ Kattintson az konra.

Megjelenik egy legördülő ablak, amely további páciens adatokat és a Vezérlőpulton (Ábra 4) indítható elérhető alkalmazásokat tartalmazza.

≡digistat	□ PATU®NTIDTEST, PATIENTIDTEST of Age 61 Years Code patientIdTest Day 63 Image 61 Years
 Image: A marked black Ima	Code: patientIdTest DOB: 7/4/1963 1:00:00 AM Sex: M
	A Associated devices
0	Ábra 4

Kattintson a "Kapcsolódó eszközök" elemre (Ábra 4 A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez társított eszközöket (Ábra 5).



Ábra 5

4. A társított eszközök listája

A "társított eszközök listája" ablak (Ábra 5) két részre oszlik:

Az **Identity Devices** rész (Ábra 5 **A**) felsorolja azokat a mobil eszközöket, amelyek jelenleg a kiválasztott pácienshez vannak társítva.

A **Statikus eszközök** szakasz (Ábra 5 **B**) felsorolja azokat az eszközöket, amelyek a kiválasztott ágyhoz vannak társítva, és amelyek nem mozgathatók.

Az "Identity Web" almodul csak az Identity Devices -en működik.

Az ablak minden sora egy eszköznek felel meg (lásdÁbra 6 például).



Minden eszköz esetében a következő információk jelennek meg:



- Az eszköz típusát jellemző ikon (Ábra 7 A)
- Az eszköz neve (Ábra 7 B).
- Az eszköz állapotának jelzése (Ábra 7 C online vagy offline).
- Címke, amely a konfiguráció során az eszközhöz rendelhető, hogy további információkat szolgáltasson (Ábra 7 D)
- Az eszköz sorozatszáma, amely egyedileg azonosítja az eszközt (Ábra 7 E).

A társított eszközök listájának bezárása:

> Kattintson a Ábra 5 **C**-ben jelzett **Bezárás** gombra.

Lehetőség van arra, hogy minden egyes csatlakoztatott eszközhöz megjelenítsen egy ablakot, amely felsorolja az adott eszköz által mért paramétereket, azok értékével és mértékegységével együtt. Ehhez:

> Kattintson az eszköznek megfelelő sorra (Ábra 8 A).

A jelzett ablakÁbra 8 **B**-ben jelenik meg.

Ebben az ablakban az eszköz által mért paramétereket listázza, feltüntetve azok nevét, legutóbbi értékét és mértékegységét.

		Parameters		×
	Name	Value	Unit of measure	*
IXU3342	11	3	5	
STATIC DEVICES	C TH+L	58	mL/cm H2O	
	RAW	34	cm H2O/L/s	
aa IP112401	EtO2	65		
PERFUSOR SPACE Online	RR CO2	71	bpm	
bb IP112802	Alarm Silenced	Audio On	La.	
	Temp Other	45	°C	
	Temp Other #2	37	°C	
	Temp Other #3	68	°C	
	Temp Other #4	15	°C	
	Temp Blood	91	°C	
	Temp Blood #2	17	°C	
	Temp Blood CO	37	°C	
	Temp Blood PA	46	°C	
	Temp Blood PA #2	43	°C	
SEARCH DEVICE				CLOSE

Ábra 8

5. Leválasztási eljárás

Az "Identity Web" almodul csak az "Identity eszközökön" (a mobil eszközökön, a pácienshez rendelt, nem az ágyhoz kapcsolódó eszközökön) való működést teszi lehetővé. Az "Identity eszközöknek" megfelelő sorok jobb oldalán egy leválasztási gomb jelenik meg (Ábra 9 **A**).



Kattintson a Pgombra (Ábra 9 A).

Felhasználói megerősítés szükséges, amint az az Ábra 10 A ábrán látható.



A megerősítést követően az eszközt szétkapcsolják, de a kidolgozás miatt fokozatos szétkapcsolást igényel, a szétkapcsolt eszköznek megfelelő sor:

a) először a "statikus eszközök" területen, "Online" állapotban jelenik meg (Ábra 11 A);



b) majd egy konfigurálható idő után "Offline"-ként jelenik meg (Ábra 12 A);



c) majd egy beállítható idő elteltével töröljük a listáról (Ábra 13).





Lásd még a 6.1 részt a keresés utáni leválasztási eljáráshoz.

6. Keresés és társítási eljárás

Eszköz keresése és az aktuálisan kiválasztott pácienshez való társítása:

Kattintson az Eszköz keresése gombra a "Kapcsolódó eszközök listája" ablakban (Ábra 14 A).

IDENTITY DEVICES		
✔ GEMONITOR O online IX03342 ₩		bq
STATIC DEVICES		
aa IP112401		
bb IP112802		
RACK O ONING CC SERIAL-1		
SEARCH DEVICE		CLOSE

Ábra 14

A jobb oldalon egy keresőeszköz jelenik meg (Ábra 15 A).



Ábra 15

> Írja be a megfelelő eszköz nevét vagy sorozatszámát a jelzett mezőbe Ábra 16 **A**.

Az eredmények megjelenítéséhez legalább három karaktert kell megadni. A megadott karakterláncnak megfelelő eszközök listája megjelenik a "Talált eszközök" területen (Ábra 16 **B**).



A vonalkódkeresés is engedélyezve van (lásd a 7részt utasításokért).

Kattintson a gombra a társítandó eszköz jobb oldalán.

A megfelelő sor az Ábra 17 **A** ábrán látható módon változik.



Ábra 17

A társítás megerősítésére

Kattintson az OK gombra (Ábra 17 B).

Az eszköz ezután megjelenik a társított eszközök listájában, az "Identity eszkőz" területen (Ábra 18 **A**).

Å	EVITAVENTILATOR O Online IX05013
STA	TIC DEVICES
₽ _Q	INFUSOMAT SPACE Online aa IP112401
×.	bb IP112802
₽ _Ų	RACK @ Online cc SERIAL-1
SEAL	ICH DEVICE

6.1. Leválasztás a keresés után

A már hozzárendelt eszközök szintén keresési eredményekként jelennek meg, de a jobb oldalon egy leválasztás gomb jelenik meg a társítási gomb helyett (Ábra 19 A).

IDENTITY DEVICES	SEARCH DEVICE
GEMONITOR Online	Search ix0
STATIC DEVICES	vou musi insert aueast a characters to search for devices.
aa IP112401	Click here to scan barcode.
BERFUSOR SPACE Online	Found devices EVITAVENTILATOR @ Arcady paired
CC SERIAL-1	••• ••• ••• ••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••• ••••• ••••••



Kattintson a gomra az eszköz leválasztásához.

Felhasználói megerősítés szükséges.

> Kattintson az **OK** gombra a szétválasztás megerősítéséhez (Ábra 20 **A**).

SEARCH	H DEVICE	
Sear	ch	
ix0		
You mus	it insert atleast 3 characters to sear	ch for devices.
6		
	Clic	k here to scan barcode.
	Clic	k here to scan barcode.
Found	Clic d devices	k here to scan barcode.
Found	d devices	© Afreaty paired
Found	d devices EVITAVENTILATOR IX05013	© Already paired
Found	clic d devices EVITAVENTILATOR IX05013 GEMONITOR	Con Already paired
Found	clic d devices EVITAVENTILATOR IX05013 GEMONITOR IX03342	Confirm disconnection

Ábra 20

A leválasztott eszköz eltűnik az "Identity eszkőz" területről a társított eszközök listáján. A keresési eredmények között továbbra is "csatlakoztatható" eszközként jelenik meg.

6.2. Már párosított eszközök

A más páciensekhez társított eszközök "Már párosítva"-ként jelennek meg a keresési eredmények között (Ábra 21 **A**).

_ Sear	cn	
ix0		
(ou mus	t insert atleast 3 characters to search for devices.	
	Click here to scan barcode.	
la se se		
Found	d devices	
Found	d devices	
Found	d devices	
Found	d devices EVITAVENTILATOR O Already paired IX05013	
Found A	d devices	
Found	d devices	

A "Már társított" eszközök az aktuálisan kiválasztott pácienshez társíthatók a fejezetben leírt szabványos eljárással6. Ezekben az esetekben külön felhasználói megerősítés szükséges (Ábra 22).



- Ábra 22
- Kattintson az OK gombra, hogy az eszközt az aktuálisan kiválasztott pácienshez társítsa (Ábra 22 A).

Az eszközt így leválasztják az előző páciensről, és az aktuálisan kiválasztotthoz társítják.

7. Vonalkód keresés és a kiválasztás

Vonalkód keresés után lehetőség van eszköz kiválasztására. A vonalkód kiválasztásának engedélyezéséhez az "Eszköz keresése" ablakban:

> Kattintson a Ábra 23 **A**-ban jelzett területre.

SEARCH DEVICE		
Search		
You must insert atleast 3 ch	aracters to search for devices.	
p		
	Inclick here to scan barcode.	
Found devices		
No devices		
	/	

A munkaállomás kamera bekapcsol (Ábra 24 A).



> Olvassa be a megfelelő eszköz vonalkódját.

Az eszközadatok az "Eszköz keresése" ablak "Talált eszközök" területén jelennek meg (Ábra 25 **A**).

I or devices.	
or devices.	

> Folytassa a társítási eljárást a 6 szakaszban leírtak szerint.

Az alapértelmezés szerint aktivált kamera a hátsó kamera. Az "Identity Web" konfigurálható úgy, hogy engedélyezze a kameraváltást. Ebben az esetben egy

dedikált gomb - 😬 - megjelenik a "Keresőeszköz" ablak "Vonalkód olvasó" területén (Ábra 26 **A**). A funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdákhoz.





Egy rendszeropció konfigurálható a vonalkóddal kiválasztott eszközök nyomon követésére úgy, hogy egy előtagot és egy utótagot ad az eszköz sorozatszámához. Az előtag és az utótag nem jelenik meg a felhasználói felületen.