


# Unite SmartSense

Slimme zorgdomotica software



Unite SmartSense

Bewoners

- Beheren Bewoners
- Beheren Sensoren
- Beheren Camera's

Statusoverzicht

Profieloverzicht

KampsE | Uitloggen

Zoek bewoner

BEWONER

KAMER

STATUS

BEWONERSPROFIEL

BEWONER	KAMER	STATUS	BEWONERSPROFIEL
VERA PHAM	Gebouw - 1e verdieping Kamer 105	Uit kamer - <a href="#">Toon locatie</a>	1m
EMRE YILDIZ	Gebouw - 1e verdieping Kamer 107	Uit bed Nu - In kamer	1m
COR JANSEN	Gebouw - 1e verdieping Kamer 103	Zorg aanwezig	
ANS CORNELISSEN	Gebouw - 1e verdieping Kamer 101	Uit kamer - <a href="#">Toon locatie</a>	
LIA VERBEEK	Gebouw - 1e verdieping Kamer 111	In kamer	53m
HENK VAN BASTEN	Gebouw - 1e verdieping Kamer 102	In bed	1h 2m
IDA VAN KOOTEN	Gebouw - 1e verdieping Kamer 114	In kamer	2h 8m
			3h 25m

# Slimme software voor vrijheid en veiligheid van bewoners


*Hoe zorg je er voor dat bewoners vrij kunnen leven, maar wel veilig zijn? En dat zorgmedewerkers meer tijd hebben voor echte zorg? Onze oplossing Unite SmartSense helpt u hier bij, het biedt discrete bewaking met verschillende soorten sensoren op grond van persoonlijke bewonersprofielen.*

De vraag naar zorg wordt groter en complexer. Druk op het personeel neemt toe terwijl de bewoner steeds meer waarde hecht aan vrijheid en veiligheid. Onze oplossing Unite SmartSense bepaalt op basis van sensorinformatie wat de status van een bewoner is. De innovatieve toepassing vergelijkt deze status continu met het persoonlijke profiel van de bewoner. Is zijn of haar leefritme anders dan normaal? Of ontstaat er een mogelijk gevaarlijke situatie? Dan krijgen zorgmedewerkers daar een melding van, met de juiste prioriteit. Zet zorgtechnologie in op maat van de bewoners en creëer een vrije en veilige omgeving voor ze.

Alle activiteiten van de bewoner worden opgeslagen en grafisch zichtbaar gemaakt in het bewonersdashboard. Op een eenvoudige manier kunnen de activiteiten van de bewoner van de afgelopen dag, dagen en week worden getoond. Op deze manier zijn patronen en trends te herkennen.

## Voordelen Unite SmartSense

- Minder meldingen door combinatie van slimme statuses en profielen van bewoners
- Werkt integraal samen met teleCARE, MARI en Unite
- Eenvoudige en intuïtieve schermen
- Zorgteam kan zelf profielen van bewoners beheren
- De techniek volgt de bewoner. Niet andersom!
- Inzicht in patronen en trends door datadashboard
- De Unite SmartSense App geeft visuele bevestiging met camera's bij alarm of virtuele rondes
- Open sensor platform
- Koppeling met ECD




*De Unite SmartSense App geeft visuele bevestiging met camera's bij meldingen of virtuele rondes*

*"Dit systeem biedt mensen meer ruimte om hun eigen gang te gaan, met behoud van veiligheid."*

Hennie de Vries - Merkus  
HBO-verpleegkundige Geriatrie Gerontologie (VGG) bij ZuidOostZorg

# Hoe werkt het?

Van slimme sensoren tot inzicht in het leefritme van bewoners



- In de kamers worden draadloze sensoren geplaatst.
- In combinatie met slimme software geven deze sensoren de status van de bewoner weer.
- Je kan eenvoudig starten met één sensor en uitbreiden wanneer nodig.
- Per bewoner kan er een persoonlijk profiel ingesteld worden zodat het aansluit bij de zorgbehoefte.
- Door data zichtbaar te maken in het dashboard krijg je een objectief beeld en inzicht in het leefritme van de bewoner.
- Met objectieve data wordt de zorg geholpen de juiste beslissing te maken, in overleg met familie en de verantwoordelijke arts.

## Slimme sensoren

Om tot betrouwbare detectie te komen, worden de sensoren op diverse plekken in de kamers opgehangen. Dit vindt altijd plaats na een grondige bestudering van de ruimte en de wensen en eisen van de gebruikers. Het basissysteem kan worden uitgerust met een sensor in bed.

Volledig inzicht krijgt men door één of meerdere sensoren te plaatsen:

- In het bed
- Bij de deur
- In de kamer
- In de badkamer

De combinatie van sensoren zorgt - samen met het achterliggende algoritme - voor een betrouwbaar beeld over de status van de bewoner in de kamer.

## Open platform

Naast de Ascom sensoren is het ook mogelijk om het systeem te combineren of uit te rusten met andere slimme

sensoren, zoals slimme camera's of nieuwe innovaties op het gebied van zorgdomotica. Door volledige integratie blijft ondanks het gebruik van andere sensoren het platform hetzelfde; zelfde schermen en overzichten, zelfde bewonersprofielen, zelfde meldingen op de handset en zelfde app. Kortom; flexibel inzet van sensoren, zonder nieuwe apps, portals en accounts.


## Eén centrale plek

Voor zorgorganisatie met meerdere locaties is het mogelijk om Unite SmartSense op een centrale plek in te richten en zo meerdere locaties te ondersteunen. Deze centrale installatie biedt de volgende voordelen voor de organisatie:

- Eén Unite SmartSense installatie kan meerdere locaties ondersteunen.
- Eenvoudig beheer van software, gebruikers en integraties binnen de organisatie
- Uniforme werkwijze over de gehele organisatie
- Besparing van hardware op locatie
- Onderdeel van het centrale Ascom Care Platform
- Te koppelen aan organisatie Identity & Access Management tools voor accountsbeheer


# Unite SmartSense Interfaces

## Bewonersoverzicht, -profiel en -dashboard




### Bewonersoverzicht

Zodra een kamer is uitgerust met sensoren, kan Unite SmartSense de statussen van bewoners tonen. Deze informatie is altijd actueel beschikbaar. In tekst en pictogrammen wordt het kamernummer, de naam van de bewoner en de tijd dat de status actief is weergegeven. Het is - in verband met de privacy - mogelijk om de status van bewoners uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op de alarmering.



### Bewonersprofiel

De zorgmedewerker stelt zelf eenvoudig het persoonlijke profiel van een bewoner in. Het profiel zorgt ervoor dat de zorg een melding krijgt wanneer de status van een bewoner buiten het ingestelde profiel komt. Een persoonlijk profiel zorgt er bijvoorbeeld voor dat een zorgmedewerker wel direct een melding krijgt bij het bed verlaten van een valgevaarlijke bewoner, maar bij zijn buurvrouw alleen als deze 's nachts de kamer verlaat. Op deze manier hebben bewoners veiligheid en privacy, terwijl zorgmedewerkers niet onnodig worden gealarmeerd.



### Bewonersdashboard

Het bewonersdashboard geeft een overzicht van de laatste statussen en meldingen. Eén overzicht biedt inzicht in de laatste 24 uur. In een deelscherm kunt u tot 7 of zelfs 30 dagen terugkijken. Unite SmartSense biedt hiermee inzicht in het leefritme van bewoners.

#### Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
Nederland  
info.nl@ascom.com  
Telefoon: +31 30 240 91 00  
www.ascom.nl



#### Over Ascom

Ascom is een internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele workflowsystemen voor de gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken – overal en altijd. De missie van Ascom is missiekritische, realtime oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc en tijdgevoelige omgevingen. Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeempportefolio en kennis van softwarearchitectuur om integratie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en efficiënte workflows zorgen in zowel de gezondheidszorg als industriële sectoren en de detailhandel. Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 landen en telt wereldwijd zo'n 1.200 medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.