


# Planmäßige Wartung

Eine Ascom Enterprise-Lösung für operative Effizienz



## Effizienz wie geplant

Die digitalisierte und mobile Lösung von Ascom für die planmäßige vorbeugende Wartung kann die Gesamteffektivität der Geräte steigern und kostspielige Ausfallzeiten begrenzen.




### Wartung von Geräten und Begrenzung von Ausfallzeiten

Eine gut durchgeführte planmäßige Wartung ist entscheidend, um die Lebensdauer der Betriebsausrüstung zu verlängern, die Leistung zu optimieren und die Anzahl der Ausfälle zu reduzieren. Daher ist es unerlässlich, dass Reparaturen und Wartungsarbeiten rechtzeitig in den angegebenen Intervallen von einem qualifizierten Techniker oder Ingenieur durchgeführt werden, inklusive Führen eines Protokolls zu Garantie- und Qualitätszwecken.

All dies kann zu einer Herausforderung werden, insbesondere wenn die Personalressourcen knapp sind.

### Lösung für die planmäßige Wartung

Mit der Lösung von Ascom können Sie geplante Wartungsaufgaben digitalisieren, um Wartungsprozesse zu vereinfachen. Sie ermöglicht die Aggregation und Verteilung von Aufgaben an die hochmobilen Mitglieder des Wartungsteams, vereinfacht die Dokumentation, erzielt die gewünschten Effizienzsteigerungen und begrenzt Ausfallzeiten.



## Schlüsselfunktionen

Die Lösung für die planmäßige Wartung wurde speziell für mobile Arbeitsumgebungen entwickelt. Sie enthält eine Planungssoftware zur Generierung von Dashboards, Karten und Arbeitsabläufen mobiler Einsatzteams sowie zur Sicherstellung, dass Wartungsaufgaben terminiert, ausgeführt und aufgezeichnet werden, um Effizienz und zukünftige Analysen zu ermöglichen.



Alarmmeldungen auf Mobilgeräten



Listensicht der aktuellen Alarme

- Ein System, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst
- Offenes System über API und Möglichkeit zur Verbindung mit anderen Systemen
- Unterstützung für Ad-hoc- und geplanten Aufgaben
- Unterstützt Ascom IR-Lokalisierungstechnologie (in Verbindung mit Ascom Myco Smartphones)
- Unterstützt Ortungsdienste von Drittanbietern (BLE/WLAN) zur Maximierung des ROI der vorhandenen Technologie
- Konfigurierbare Alarm-Dashboards von einer einfachen Listensicht bis zur interaktiven Karte
- Verbesserte Protokollierung und Berichterstellung des gesamten Verlaufs in einer Ansicht

### Software und Lizenzen

Die Lösung basiert auf der Alarm- und Workflow-Management-Software Ascom Ofelia für Unternehmen. Die Ofelia-Software ermöglicht Ihnen die Integration in Systeme von Drittanbietern über Modbus, OPC-UA, ESPA, SIP, E-Mail usw. Sie ist HTML5-fähig und ermöglicht damit den Zugriff von jedem PC oder Bildschirm aus.

### Lösungskomponenten

Mobilgeräte	Artikel	Teile-Nr.
Smartphones (einschl. DECT-Varianten)	Ascom Myco 3 und Ascom Myco 4	SH2-XXXX, SH4-XXXX
Android-Geräte	Android-Geräte von Drittanbietern	N/A
Software	Artikel	Teile-Nr.
Aufgabenmanagement-Kit	Aufgaben	OFL-TASKS-SK
Erweiterungslizenz	Messaging-Benutzer	OFL-USER-X
Erweiterungslizenz	Echtzeitlokalisierungssysteme von Drittanbietern	OFL-GEO-EXT
Erweiterungslizenz	Eingangstreiber	OFL-ENTRY-DRV-X

### Wie geht es weiter

Wenden Sie sich an Ihren Ascom Ansprechpartner vor Ort, um mit der Implementierung der Lösung für die planmäßige Wartung an Ihrem Arbeitsplatz zu starten.



**Ascom Holding AG**

Zugerstrasse 32

CH-6340 Baar

Schweiz

info@ascom.com Telefon:

+ 41 41 544 78 00

www.ascom.com/de

**Über Ascom**

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf IKT-Lösungen für das Gesundheitswesen und mobile Workflow-Lösungen. Die Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen zu gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von unternehmenskritischen Echtzeit-Lösungen für hochmobile, Ad-hoc- und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt sein einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und seine Fähigkeiten in Sachen Software-Architektur ein, um Integrations- und Mobilitätslösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie, Sicherheitseinrichtungen und den Einzelhandel ermöglichen.

Ascom, mit Hauptsitz in Baar (Schweiz), ist mit operativen Gesellschaften in 18 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeitende. Die Ascom Namensaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich notiert.