

Sofort verfügbares...

...mobiles Patientenrufsystem...

...für zusätzliche externe Stationen,

...Zelte, Notaufnahmen

...oder bei Ausfall Ihres Primärsystems.



Der Ruftaster ist ein kabelloser Ruftaster für Patienten. Ein Ruf wird durch Drücken des Tasters ausgelöst. Bei Auslösen eines Rufes wird dieser auf dem im Koffer montierten Zimmerdisplay angezeigt.

Jeder Ruftaster ist eindeutig zugeordnet, sodass ersichtlich ist, von welchem Taster der Ruf ausgelöst wurde. Als Rufarten stehen ein Pflegeruf sowie ein Assistenzruf zur Verfügung.



Der Quittiertaster ist der Taster für das Pflegepersonal. Mit diesem wird der ausgelöste Patientenruf kontaktlos quittiert. Wird ein Ruf quittiert, verschwindet er vom Stationsdisplay.

Zusätzlich kann über den Quittiertaster des Pflegepersonals ein zusätzlicher Assistenzruf getätigt werden, wenn die Hilfe einer weiteren Person benötigt wird.

Die Taster können mit einem Armband am Handgelenk getragen werden.

Das Stationsdisplay ist ein beleuchtetes, interaktives Nachrichtendisplay. Über das Stationsdisplay können sämtliche Rufe der Ruftaster angezeigt und verwaltet werden.



Optional können funkbasierte **Tastenmodule** mit der Anschlussmöglichkeit medizinischer Geräten ausgerüstet werden (z.B. Beatmungsgeräte, Perfusoren oder weitere)

Mobiles Patientenrufsystem ohne Installationsarbeiten

Die Ausrüstung für ein mobiles, ortsunabhängiges Stationszimmer befindet sich in einem stabilen Koffer. Das System ist betriebsbereit und kann ohne Installationsarbeiten sofort eingesetzt werden.

Das System besteht aus einem Stationsdisplay, kabellosen Patienten-Ruftastern und Quittiertastern für das Pflegepersonal.

Damit das System schnellstens und extrem flexibel einsetzbar ist und bleibt...



wird es betriebsbereit ausgeliefert



muss es nur mit dem Stromnetz verbunden werden



ist das System innerhalb weniger Minuten einsatzbereit



ist das System auch von technischen Laien in Betrieb zu nehmen



die Ruf- und Quittiertaster sind desinfizierbar



die Laufzeit der Batterien für die Ruf- und Quittiertaster ist rund 6 Monate