



Digistat® Smart Central

Zentrale
Geräteüber-
wachung

Digistat® Smart Central Alarme und Ereignisse auf einem Blick

Digistat® Smart Central zeigt übersichtlich und gebündelt auf einer Benutzeroberfläche alle erfassten Patientendaten der angeschlossenen medizinischen Geräte an.

Mit Digistat® Smart Central können Pflegeabläufe, insbesondere das Alarm-Management der angeschlossenen klinischen Geräte und Systeme erheblich verbessern. Neben dem Gerätestatus werden mögliche Alarme bzw. Warnungen von einem angeschlossenen Gerät hervorgehoben dargestellt, so dass das Personal auf einen Blick die Situation auf der Station erfassen kann.

Digistat® Smart Central


- Kann auf mehreren Arbeitsplatzrechnern, auf den Gängen und in den zentralen Pflegestationen installiert werden und bietet einen Überblick über alle Geräte mit near-realtime Aktualisierung.
- Bietet auf einem einzigen Bildschirm einen Überblick über mehrere Betten.
- Unterstützt die Verwaltung von Gerätealarmierung.
- Trägt dazu bei, das Alarm- und Ereignis-Management zu verbessern und kann in einigen Fällen Alarme verhindern, wodurch der „akustische Stress“ für Patienten und Mitarbeiter reduziert wird.
- Unterstützt die Planung der Arbeitsabläufe in der Pflege.
- Nachverfolgung von Alarmen, von Änderungen an den Einstellungen und von anderen Geräteinformationen zur lückenlosen Aufzeichnung für Pflegekräfte und Ärzte.

Mit Digistat® Smart Central lässt sich der Status von Geräten besser überblicken. So kann das Personal überprüfen, ob die Geräte auch angeschlossen sind und Daten an die

elektronische Patientenakte gesendet werden. Auf der Basis der angezeigten Informationen können Pflegekräfte Ihren Arbeitsablauf planen. Je nach den Anforderungen des Pflegemanagements ist es möglich, Patienten zu gruppieren (Meine Patienten).

Über den Verlauf der Patientenergebnisse, werden geänderte Geräteeinstellungen und Alarme für Ärzte besser nachverfolgbar.

Medizintechniker können damit die Geräteverbindung und die Datenerfassung überprüfen und technische Alarme ermitteln, um den Wartungsbedarf zu beurteilen.



Digistat® Smart Central Mobile App ist eine optionale Erweiterung von Digistat® Smart Central.

ascom

Intuitive Benutzeroberfläche. Anpassbar und leicht zu bedienen.

Digistat® Smart Central kann Daten von mehr als 200 medizinischen Geräten erfassen und aktualisiert die Anzeige im Takt von einigen Sekunden, damit die Informationen über den Gerätestatus zu jeder Zeit aktuell sind.

Digistat® Smart Central kann so angepasst werden, dass nur die Patienten aus der entsprechenden Abteilung angezeigt werden. Mit dem speziellen Anzeigemodus „Meine Patienten“ können Pflegekräfte den Bildschirm wechseln, um sich die Zuweisungen der Arbeitsschicht anzeigen zu lassen.

Digistat® Smart Central verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, für die weder eine Tastatur noch eine Maus erforderlich ist. Es ist daher ideal für die Wandmontage in Gängen und für schwer erreichbare Stellen geeignet.

Optional kann ein akustisches Signal eingerichtet werden, das auftretende Ereignisse in der Abteilung meldet.

Vollständige Spezifikationen, Merkmale und Einschränkungen des Produkts finden Sie im Abschnitt Verwendungszweck und im Benutzerhandbuch, oder wenden Sie sich an Ascom UMS unter info@unitedms.com.



Ein beispielhafter Screenshot von Digistat® Smart Central, auf dem 6 Betten mit Patientenvitalparametern von Überwachungsmonitor, Beatmungsgerät und Infusionspumpen sowie einige Alarmer und Warnungen angezeigt werden.

Digistat®

Digistat® ist eine IT-Lösung für den Medizinbereich, die von Ascom UMS srl speziell für das Workflow-Management auf Intensivstationen, in Operationssälen, chirurgischen und anästhesiologischen Abteilungen entworfen wurde.

Digistat® ist eine eingetragene Marke von Ascom UMS srl.

Nur für den Vertrieb innerhalb der EU & EFTA. Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Angeschlossene klinische Systeme, Schnittstellen, Port-Server und Anzeigergeräte unterliegen Kompatibilitätsbeschränkungen und spezielle Versionen und Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ascom UMS oder Ihren Ascom Ansprechpartner.

Ascom UMS srl unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29
50018 Scandicci (Firenze)
Italien
Tel.: +39 055 0512161
Fax: +39 055 8290392
info@unitedms.com
www.unitedms.com

Veröffentlicht durch:

Ascom Deutschland GmbH
Kruppstraße 105, 60388 Frankfurt
Tel. +49 69 580 057-0 | Fax +49 69 580 057-333

ascom