



Ascom Telligence  
Zimmerkomponenten

## Ascom Telligence Zimmerkomponenten – für die Pflege am Patientenbett und effiziente Arbeitsabläufe

Die Ascom Telligence Komponenten für das Zimmer unterstützen mit ihrer flexiblen Konfigurationsmöglichkeit eine Vielzahl von Pflegemodellen, und ermöglichen dem Pflegepersonal in jeder Situation eine klare Kommunikation mit den Patienten und Kollegen. Die Telligence Produkte bieten eine umfangreiche Auswahl von Anbringungsmöglichkeiten, kundenspezifisch konfigurierbare Ruftaster in Funktion, Farbe, Text – und Icon-Auswahl, sowie programmierbare Alarmierungsszenarien. Ein flexibles, separates Sprachmodul ermöglicht Sprachkommunikation an jedem beliebigen Ort und die fortschrittliche Audiotechnologie von Telligence sorgt für eine klare, hochqualitative Sprachqualität in jeder Umgebung.

### Vorteile

- Verbesserte Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit dank flexibel konfigurierbarer Bettenmodule. Farbe, Text und Symbol jeder Taste können an unterschiedlichste Kundenanforderungen angepasst werden.
- Verbesserte Mitarbeiterkommunikation und -zusammenarbeit. Die Textnachrichten auf den Zimmerdisplays sind von jedem Punkt im Zimmer gut lesbar. Eingehende Sprachanrufe werden automatisch priorisiert. Sprachmodule ermöglichen den Pflegekräften mit Kollegen zu kommunizieren, während sie beim Patienten bleiben.
- Alle Ascom Telligence Bettenmodule verfügen über magnetische Ascom SafeConnect™ Steckvorrichtungen, um Geräteschäden zu vermeiden, falls der Stecker versehentlich getrennt wird. Sollte dennoch ein Problem auftreten, wird ein Abwurf-Ruf gesendet.
- Keine Unterbrechungen. Ascom Telligence Zimmerkomponenten sind Hot-Swap-fähig.
- Erhöhte Patientensicherheit. Ascom Telligence Zimmerkomponenten umfassen ein Sprachmodul, über das Mitarbeiter aus Toilettenbereichen kommunizieren können, ohne den Patienten allein lassen zu müssen.
- Kosteneffizient. Dank des modularen Konzepts können Sie maßgeschneiderte Systeme für spezielle Zimmer und Anforderungen zusammenstellen. Die Systeme können erweitert und angepasst werden, wenn sich Anforderungen und Pflegemodelle ändern.

















**ascom**

## ASCOM TELLIGENCE ZIMMERKOMponentEN:

### Besondere Merkmale:

- Alle Geräte sind über RJ45-Anschlüsse angeschlossen und können für einfachere Wartung, Support und Training durch Hot-Swapping ausgetauscht werden.
- Überwachter magnetische Anschluss SafeConnect. Der Einsatz von Feder-Anschlussstiften verhindert Geräteschäden, selbst wenn Stecker gewaltsam entfernt werden.
- Alle Ascom Telligence Zimmerkomponenten sind aus langlebigen Materialien gefertigt, um häufigen Reinigen standzuhalten.
- Sprachmodule bieten eine klare erstklassige Sprachqualität.

### Komponentenübersicht

	Ruf-/Abstellmodul EU, NUDM3-HE		Sprach-Modul, EU NUSPM-HE
	Ruf-/ Abstelltaster, passiv EU, NUDM3P-HE		Not-Zugschalter, NUEPS-HK
	Bettenmodul, NUBM3-HE		Herzalarm-Zugschalter, NUCPS-HK
	Erweiterungsmodul NUBM3X-HE		I/O-Modul, aktiv NUIOM-HG
	Bettentaster, passiv, NUBMP-HE		Zugtaster weiss IP44, EU NUPC-HE
	Externes Eingangsmodul, NUMI2-HE		
	Zimmerdisplay NURD-HE		Zugtaster weiss 3 Tasten passiv NIPC-W3P
	Zimmerdisplay, passiv RMD		

*Die Patienten-Handsets sind Teil des Ascom Telligence Patienten-Kommunikationssystems. Wenden Sie sich an Ascom und erfahren Sie, wie Ascom Telligence die Kommunikation mit Patienten und in Krankenhäusern verbessern kann.*

Verfügbarkeit, Konfiguration und technische Spezifikationen von Ascom Produkten, Diensten und Lösungen können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ascom Ansprechpartner.

Ascom Deutschland GmbH  
Kruppstraße 105  
60388 Frankfurt  
T +49 69/580 057-0  
www.ascom.de

Ascom Solutions AG  
Gewerbepark  
CH-5506 Mägenwil  
T +41 62 889 50 00  
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH  
Niederlassung Österreich  
Wienerbergstraße 11/12a  
A - 1100 Wien  
T +43 1 343 9550 0  
www.ascom.at

**ascom**