

Ascom Unite Messaging Suite

Integrated workflow
intelligence -
für die Übermittlung
kritischer
Informationen

ascom

Ascom Unite Messaging Suite®

Unite versorgt Pflegekräfte mit wichtigen Informationen und sorgt für weniger Arbeitsunterbrechungen. Damit ist die Software ein unverzichtbares Werkzeug zur effizienteren Vernetzung im klinischen Umfeld. Unite ist speziell für die Optimierung der Kommunikation, Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe konzipiert und sorgt so für eine bessere Pflege von Patienten. Von diesen Vorteilen profitieren klinische und nicht-klinische Anwender im gesamten Krankenhaus.



Optimale Ausschöpfung Ihrer Investition in die IT

Die meisten Krankenhäuser investieren verstärkt in Informationstechnologie, wodurch interne Prozesse erheblich verbessert werden können. Aufgrund von Engstellen und Lücken im Informationsfluss ist es jedoch möglich, dass sich die Vorteile dieser Investitionen nicht optimal ausschöpfen lassen. Die Integration der Unite Messaging Suite kann Krankenhäuser bei der Ausschöpfung des Potenzials ihrer bestehenden Systeme unterstützen. Ärzte, Pflegefachkräfte und Verwaltungsmitarbeiter erhalten interaktive, zeitkritische Informationen in Form von Sprach- und Textnachrichten, Alarmen oder Daten direkt auf das Mobilgerät. So sind eine effizientere Patientenpflege, eine bessere Koordinierung der Betreuung und eine höhere Produktivität möglich. Unabhängig von der eingesetzten Technologie können Sie so das Potenzial Ihres Informationssystems optimal ausschöpfen.

Bessere Vernetzung von Patienten und Pflegepersonal

Integration und Interoperabilität sind für die Leistungsfähigkeit Ihres Netzwerks unabdingbar. Unite verbindet missionskritische Systeme nahtlos mit der mobilen Kommunikation. Es vereint erweiterte Messaging- und Systemverwaltungsfunktionen in einem leistungsstarken Komplettpaket. Zahlreiche klinische und nicht-klinische Systeme können mit Unite integriert werden.

Schnellere Reaktion auf Patientenrufe

Patienten erwarten eine zeitnahe Reaktion, wenn sie auf den Ruftaster drücken. Die Reaktionszeit ist in der Regel entscheidend dafür, wie gut Pflegekräfte die Erwartungen ihrer Patienten erfüllen. Durch die Integration in das Rufsystem informiert Unite das Pflegepersonal innerhalb von Sekunden, wenn ein Patient den Ruftaster drückt, im Badezimmer den Notruf absetzt oder wenn ein Klinikmitarbeiter im Patientenzimmer den Hilferuf betätigt. Pflegekräfte können per Mobilgerät direkten Kontakt zum Patienten aufnehmen und wissen so – noch bevor sie das Zimmer betreten – welche Unterstützung der Patient braucht.

Patientenmonitoring – Intelligentes Management von Alarmen

Pflegeteams werden häufig mit zahlreichen Patientenrufen und Alarmmeldungen konfrontiert, die zu Arbeitsunterbrechungen und zu Produktivitätsverlusten führen. Ascom Unite lässt sich in führende Systeme des Patientenmonitorings integrieren und ermöglicht das benutzerdefinierte Filtern und Senden von Alarmbenachrichtigungen an vordefinierte Pflegekräfte. Durch verbesserte Ad-hoc-Workflows können sich Pflegekräfte mehr auf die Patienten konzentrieren.




Durch gezieltere Ad-hoc-Workflows können sich Pflegekräfte besser auf die Patienten konzentrieren



Intelligent



Teamorientiert



Mobile

Zuverlässige Integration und lückenlose Interoperabilität

Der ganzheitliche Ansatz bei der klinischen Integration unterscheidet Ascom von anderen Anbietern, da hohe Interoperabilität der verschiedenen Komponenten sichergestellt wird. Ascom Unite ist flexibel, zuverlässig und wächst mit Ihren Anforderungen. Die mobile Kommunikationstechnologie von Unite vernetzt das Pflegepersonal mit den Patienten und sorgt für mehr Ruhe und Sicherheit beim medizinischen Fachpersonal.

Zugriff auf die EPA / KIS Daten

Die Pflegekräfte müssen heute mehr denn je mobil sein, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten sicherzustellen. Diese Mobilität führt zu neuen Herausforderungen, da Pflegekräfte nicht immer sofort Zugriff auf die Patientendaten haben. Durch einen mobilen Zugriff auf die elektronische Patientendaten können Ereignisse wie neue Patientenaufnahmen, Entlassungen oder Verlegungen umgehend Aktionen auslösen, wie die Entsendung von Mitarbeitern zum Reinigen des Patientenzimmers.

Vergrößerter Aktionsradius bei ortsbezogenen Ereignissen

In einer modernen Klinikumgebung geben Echtzeit-Lokalisierungssysteme (RTLS) entscheidende Daten über den Standort von Anlagen, Mitarbeitern und Patienten aus. RTLS-Systeme sind ein wichtiges Werkzeug zur Optimierung der Patientenbetreuung und der Arbeitsabläufe. Durch die Erweiterung der RTLS-Ereignismeldungen auf mobile Geräte kann das Personal schneller auf Ereignisse reagieren, die ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Unsere Tools für zeitsparendes Systemmanagement

Unite Assign

Geringerer Zeitaufwand bei der Planung von Aufgaben

Unser Tool für die Personaleinsatzplanung ist benutzerfreundlich und bietet maximale Flexibilität bei der Zuweisung von Ereignissen. Die intuitive Bedienoberfläche mit Drag-und-Drop-Funktion reduziert den Schulungsaufwand. Administratoren können den Pflegekräften Ereignisse, die eine Aktion erfordern, durch eine beliebige Kombination von Patient, Zimmer und Ereignistyp zuweisen. Über das System lassen sich die Ereignisse zudem verwalten und die Weiterleitung von Alarmen an vordefinierte Pflegekräfte steuern.



Unite View

Überblick auf Verantwortlichkeiten und Eskalationsmanagement

In Unite View werden die aktiven Alarmmeldungen angezeigt, die an das Endgerät des Pflegepersonals gesendet werden. In der Listenansicht finden Sie Informationen zum Patienten, Zimmer und Alarmtyp und Hinweise dazu, wie lange der Alarm aktiv war und ob er weitergeleitet wurde. Die Alarme werden auf einem grossen Display an einem zentralen Ort visuell und akustisch angezeigt.



Unite Admin

Steuerung des gesamten Unite Systems an einem zentralen Ort


Unite Admin zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Verwaltung an zentraler Stelle aus. Die Software erleichtert das Management aller Benutzer und Gruppen und steuert die Integration in andere klinische Systeme. Das System verleiht Zugriffsrechte an die Benutzer und bietet damit einen optimalen Schutz für die Daten von Personal und Patienten.



Zentralisiertes Management

Behalten Sie die Kontrolle über Ihr mobiles Ascom System

Unser Tool für Zentrales Management gibt Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle über alle Ascom Geräte in Ihrem Netzwerk. Die Geräte müssen für Updates nicht mehr eingesammelt werden, da die umfassende Konfigurationen und Aktualisierungen der Software über eine OTA Schnittstelle erfolgt. Anhand vordefinierter Templates können Geräte schnell hinzugefügt oder aktualisiert werden.



Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar. Sehen Sie das spezifische Produktdatenblatt für ausführliche Informationen.

Ascom Solutions AG

Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil
T +41 62 889 50 00 | F +41 62 889 50 00
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH

Kruppstraße 105, 60388 Frankfurt
T +49 69/580 057-0 | F +49 69/580 057-333
www.ascom.de

Ascom Deutschland GmbH

Niederlassung Österreich
Wienerbergstraße 11/12a 1100 Wien
T +43 1 3439550-0 | F +43 1 3439550 33
www.ascom.at

ascom