


ascom



teleCARE IP langaton kutsujärjestelmä
LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.


LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ

– TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA



22:15

MISSÄ ROUVA NIEMI ON?



Ilman Ascom teleCARE IP langatonta kutsujärjestelmää:

Rouva on huoneessaan. Hetken kuluttua dementiaa poteva rouva lähtee liikkeelle. **1** Pystyykö hän liikkumaan kodissaan? Onko hän kaatunut? **2** Onko hän joksienties ulkona kadulla? Vai onko joku lukinnut ulko-oven?



Ascom teleCARE IP -järjestelmän myötä:

Rouva on huoneessaan. Hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus saada tietoa rouvan liikkeistä. Järjestelmä toimii ilman kaapelointia tai rakennukseen tehtäviä muutoksia.

YKSINKERTAISTA TURVALLISUUTTA

Ascom teleCARE IP Wireless on uuden sukupolven kutsujärjestelmä. Langaton ratkaisu on nopeasti asennettavissa vähällä kaapeloinnilla.

Modernisti muotoillun rannekeen avulla asukkaat voivat tehdä hälytyksen ja henkilökunta pystyy paikallistamaan heidät. Muistisairaiden avuksi järjestelmässä on kulunvalvonta eli ns. vaeltelijan valvontatoiminto sekä ovilukitusmahdollisuus. Ascom Telecare IP Wireless -järjestelmän avulla voidaan taata turvallinen liikkuminen valvotulla alueella. Ascomin asiantuntijoiden suunnittelemiin laadukkaisiin ratkaisuihin voivat luottaa niin henkilökunta, asukkaat kuin omaisetkin.

Ascom teleCARE IP langaton kutsujärjestelmä

- sopii kaikkiin tiloihin langattomuuden ansiosta
- automaattinen ilmoitus rannekeen irrotuksesta
- tarjoaa asukkaille vapautta, tukea ja turvallisuutta
- hoitajien päätöksenteko nopeutuu
- joustava ja kätevä ratkaisu

Turvanappi on yksilöllinen asuste.



Ranneke- ja riipusmalliset hälyttimet ovat osa uuden sukupolven hälytys- ja viestintäjärjestelmää.



Apua! -Tullaan heti.

Paikantimet voidaan sijoittaa rakennuksessa joustavasti langattomia hälytyksiä varten. Asukkaan kanssa saadaan tarvittaessa puheyhteys.



Monipuoliset kiinteät ja räätälöitävät kutsukalusteet sopivat eri tiloihin ja takaavat parhaan turvallisuuden.

reddot design award
winner 2012

MONIPUOLISET MOBIILIRATKAISUT

Työskentely liikkuvassa ympäristössä aiheuttaa useita haasteita: hoitohenkilökunnan täytyy olla tavoitettavissa kaikkialla ja heidän on pystyttävä kommunikoimaan keskenään ja asukkaiden kanssa.

Asukkaan kutsu voidaan yhdistää suoraan puhelimeen, jossa näkyvät sekä puhelun tyyppi että asukkaan sijainti. Hoitaja voi puhua suoraan potilaalle tai kuitata viestin yhdellä painalluksella. Jos hoitaja ei ole tavoitettavissa, puhelu yhdistetään automaattisesti toiselle hoitajalle.

Hoitajalla on oltava hoitotyöhön sopiva puhelin. Ascomin langattomat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän. Kutsu- ja hälytysviestit voidaan välittää kaikkiin erilaisiin mobiililaitteisiin.

Kutsut ja viestit älypuhelimeen!



Ascom Myco



WLAN-puhelin
IP-DECT



Älypuhelinsovellus

Ascom Myco on hoitajien tarpeiden pohjalta suunniteltu kestävä ja puhdistettava älypuhelinratkaisu. Hyödyntämällä Ascom Unite -viestintäjärjestelmää Ascom Mycolla tavoitetaan oikeat ihmiset, voidaan vähentää hälytysturtumusta, lisätä tiedon liikkuuutta ja tehostaa kliinistä työnkulkua. Monipuoliset sovellukset ovat helposti hoitajan käytettävissä. Laite on optimoitu yhden käden käyttöön.

Älypuhelinratkaisun rinnalla valikoimasamme ovat laadukkaat WLAN- ja IP-DECT -puhelimet.

Unite Axess on älypuhelinsovellus, joka mahdollistaa hälytysten ja viestien lähettämisen iOS- ja Android-puhelimiin ja taulutietokoneisiin.

TEHOKKUUTTA HOITOTYÖHÖN



AVUNPYYNÖT PUHEMODUULIN VÄLITYKSELLÄ

Helposti asennettava puhemoduuli varmistaa turvallisuuden välittämällä kaksisuuntaista puhetta. Se mahdollistaa myös akustisen monitoroinnin, eli automaattisen hälytyksen äänitasoon perustuen.

Turvallisuutta ja käytettävyyttä

HUONENÄYTTÖ TALLENTAA TAPAHTUMAT

Näytöllinen ovipielikoje on oiva apu kutsujen hallintaan. Kojeella voidaan poimia muita kutsuja ja tehdä kuulutuksia ja tietoja voidaan hyödyntää esim. kutsujen kuittaamiseen ja hoitajakohtaiseen työn raportointiin. Laitteeseen on integroitu hoitajan tunnistava RFID-lukija, jolloin hälytys- ja kutsutietojen tallentumista aikaleimoineen voidaan hyödyntää vaikkapa resurssisuunnittelussa.



KORTINLUKIJA TUNNISTAA HOITAJAN

Hoitajien tunnistaminen voidaan tehdä myös erillisen RFID-tunnistuslaitteen avulla (Mifare luokka 1K). Laite antaa äänimerkin ja LED-valon kuittausvahvistuksena käyttäjälle. Tietoa voidaan hyödyntää kutsujen välittämiseksi lähimmälle hoitajalle tai hoitotyön kehittämiseen.

HELPPOKÄYTTÖINEN TYÖVUORONVALITSIN

Työvuoronvalitsimen avulla kutsut ohjautuvat automaattisesti oikeille hoitajille eri vuorokauden aikojen mukaan. Haluttaessa vuorojen vaihtuminen voidaan automatisoida kellonaikaan perustuen.



ASCOM TELECARE IP -RATKAISUN HYÖDYT:

OMINAISUUS	HALLINTO	HOITOHENKILÖKUNTA	ASUKAS JA PERHE
Langallinen ja langaton arkkitehtuuri	Helppo asentaa. Joustava eri ympäristöissä.	Asukkaiden liikkuvuus. Asukkaiden itsenäisyys.	Vapaus ja itsenäisyys. Laitteet suunniteltu huomaamattomiksi.
Räätälöitävä, langaton lähetin	IP67 suojausluokka. Pariston kesto: väh. 1 vuosi.	Apuu kutsuvan asukkaan löytäminen helppoa alueella.	Turvaa asunnossa ja ulkopuolella. Tukea aktiiviseen elämäntyyliin.
Integroitu kulunvalvonta	Vaeltelijan seuranta yhden viestintäalustan avulla.	Aikaa kuluu vähemmän uloskäyntien valvomiseen.	Mielenrauha läheisen turvallisuudesta.
Viestintäjärjestelmä	Varmistettu viestienvälitys.	Luotettava hätäkutsujärjestelmä.	Turvallisuuden tunne.
Puheysteys	Tehokas viestintä.	Asukkaan tarpeiden välittyminen hoitajan mobiililaitteeseen.	Henkilöstön nopea reagointi.
RFID -henkilökortit	Hoitajan tunnistus.	Automaattinen läsnätila.	Tieto, kuka avusti asukasta.
Raportointi	Kutsuloki.	Raporttien saaminen. Tapahtumat tallentuvat automaattisesti.	Tapahtumien määrän todentaminen.
Joustava viestintä	Tukee erilaisia puhelimia, hakulaitteita ja älypuhelimia.	Puheysteys henkilökunnan ja asukkaan välillä.	Nopea vastaus hoitajilta.

www.ascom.fi

always present. always on. always safe.

00956-01 FI