

[PRODUKTBLAD]

Produkt: Ascom teleCARE patienthandenheter

Det intelligenta handsetet

IP65

Inbyggd radio

Inbyggd RFID-tag



ASCOM teleCARE PATIENTHANDENHETER – OPTIMAL SERVICE OCH FUNKTIONALITET FÖR VÅRDINRÄTTNINGAR



Oavsett i vilken verksamhet Ascom teleCARE patienthandenheter används förbättras patientens komfort, säkerhet och trygghet.

Våra patienthandenheter är kända för att vara användarvänliga och robusta.

Det nya produktsortimentet består av fyra ergonomiska handenheter som erbjuder patienter en mängd funktioner och möjligheter, bland annat: kallelse- och serviceanrop, inbyggd ficklampa, stryning av säng- och rumsbelysning, persienner/radio/TV, möjlighet för anslutning till headset och patientkallelse med tal.

Funktioner och design

Alla handenheter har knappar som är färgkodade och tydligt märkta med internationella symboler som anger deras funktion.

Handenhetens mest iögonfallande detalj är knappen för patientkallelse – en stor röd knapp med en sjuksköterskesymbol. Handenhetens övriga funktioner är, liksom anropsknappen, konstant upplyst så att patienten kan se den även i mörker. När man trycker på knappen blir ljuset starkare för att försäkra patienten om att kallelsen har skickats.

Robust utformning

Alla handenheter är lätta, kompakta, vattentäta och kan desinficeras. Säkerhetskontakten som ansluter varje handenheter till anropsenheten lösgörs automatiskt om handenheterens kabel utsätts för hög belastning.

RFID-tag – den första i branschen!

För att möta kraven på produkter inom vårdsektorn är två av våra fyra varianter utrustade med en integrerad RFID-tag. Taggen underlättar inventering av handenheter och rutiner vid desinfektion.

| Jämförelse av Ascom teleCARE patienthandenheter | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|---|
| Funktioner | NIPH2-A1A (Bas) | NIPH2-A3A (2,5 m) NIPH2-A3L (6 m) (Bas) | NIPH3-A7A (Mellan) | NIPH3-AES (Avancerad) |
| Variant | | | | |
| Anropsknapp | v | v | v | v |
| Lysdiod för samtalsbekräftelse | v | v | v | v |
| Bakgrundsbelyst anropsknapp | v | v | v | v |
| Serviceknapp | - | - | v | v |
| Serviceknapp med LED-indikator | - | - | v | v |
| Bakgrundsbelyst serviceknapp | - | - | v | v |
| Kontroll för belysning | - | v (2 ljuskällor) | v (2 ljuskällor) | v (2 ljuskällor) |
| Upplysta knappar för belysning | - | v | v | v |
| Kontroll av persienner | - | - | v | v |
| Ficklampa | - | - | v | v |
| Radio- och TV-ljud | - | - | - | v (stereo i headset, monohögtalare inbyggt i handenheten) |
| Radiokontroll | - | - | - | v (FM-radio) |
| Antal radiokanaler | - | - | - | 8 |
| TV-kontroll | - | - | - | v infraröd |
| Stöd för IR-kodadresserbara TV-app. | - | - | - | v |
| Antal IR-protokoll | - | - | - | 8 |
| | | | | |
| Volym upp/ned | - | - | - | v |
| Kanal upp/ned | - | - | - | v |
| Stödjer headset | - | - | - | v (stereo, 3,5 mm jack) |
| Patientkallelse med tal som standard | - | - | - | v (via intern högtalare) |
| Patientkallelse med tal | - | - | - | v (via högtalare vid sängen) |
| | | | | |
| RFID-tag i handenhet | - | - | v | v |
| Konfiguration via WIN-PDM | - | - | v | v |
| | | | | |
| Skyddad mot damm och vatten | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kontakt med säker frånkoppling | v | v | v | v |
| Halkfri remsa på baksidan | v | v | v | v |
| Mått (BxHxD) i mm | 54x151x20 | 54x151x20 | 54x151x20 | 54x151x20 |
| Kabellängd | 2,5 meter | 2,5 och 6 meter | 2,5 meter | 2,5 meter |
| Systemrelaterade funktioner | | | | |
| teleCARE M/teleCARE IP-kompatibel | v | v | v | v |
| Röd knapp med eget samtals-ID | v 1) | v 1) | v 1) | v 1) |
| Larm, vid lösgjord kontakt | v 1) | v 1) | v 1) | v 1) |
| Parameterinställningar | - | - | v | v |
| | | | | |
| Tillbehör | | | | |
| Hållare | v | v | v | v |
| Lakansklämma | v | v | v | v |
| Kabelbyte möjligt | - | - | v | v |
| Anslutning av TV-ljud | - | - | - | v |

1) endast teleCARE IP

Ascom Wireless Solutions

Box 8783 SE-402 76 Göteborg, Sweden

Tel. 031 55 94 00 | Fax 031 55 63 78

www.ascom.se