



Équipements de couloir  
Ascom Telligence

## Équipements de couloir Ascom Telligence — des communications visuelles claires

*Les équipements de couloir Ascom Telligence (plafonniers et afficheurs de couloir) rationalisent la communication, simplifient les flux de travail et améliorent la sécurité des patients en communiquant des informations claires aux soignants. Les équipements de couloir peuvent contribuer à obtenir des environnements plus calmes. C'est un avantage essentiel pour les patients et pour les soignants qui cherchent à limiter le niveau de bruit dans le service.*

### Principaux avantages

- Personnalisation. La signalisation des équipements de couloir Ascom Telligence est disponible jusqu'à neuf couleurs distinctes ce qui permet de créer sans peine des événements personnalisés pour tout type de notification.
- Compréhension claire et rapide. Les couleurs, fréquences de clignotement et positions d'éclairage aident le personnel à déterminer la nature et le statut des événements.
- Design contemporain. Les équipements de couloir Ascom Telligence évitent l'aspect institutionnel des systèmes habituels d'appels infirmières.
- Contexte d'appel des infirmières. L'afficheur de couloir facilite la visibilité des alertes, des événements en cours, aidant le personnel soignant à répondre rapidement aux demandes des patients sans devoir se rendre jusqu'au local infirmière.
- Mode sécurisé. Ascom Telligence est totalement surveillé pour garantir que les notifications sont affichées sur les équipements de couloir, même si la communication réseau est interrompue.

Contactez votre représentant Ascom le plus proche pour découvrir la plateforme d'appels infirmières Ascom Telligence et savoir en quoi elle peut améliorer l'efficacité et les soins des patients.



**ascom**

## ÉQUIPEMENTS DE COULOIR ASCOM TELLIGENCE :

Hublots de signalisation lumineuse et afficheurs de couloir



### Fonctionnalités principales :


- Architecture IP robuste et fiable. Flexibilité et compatibilité informatique.
- L'architecture décentralisée signifie que les plafonniers continueront de fonctionner, même si la communication réseau est perdue.
- Personnalisation. Neuf couleurs distinctes vous permettent de concevoir et d'utiliser vos propres codes couleurs et séquences de clignotement. Modifiez-les au fil du temps pour les adapter aux besoins évolutifs des patients et du personnel.
- Design élégant complétant l'architecture moderne tout en offrant plusieurs options de montage pour satisfaire aux besoins spécifiques du site.
- Montage mural ou au plafond. Les deux variantes sont conçues pour s'adapter aux structures existantes, facilitant ainsi la migration des systèmes traditionnels d'appel infirmières.
- Facilité d'entretien. Les LED utilisent une très faible quantité d'énergie et ont une longue durée de vie.
- Les connecteurs RJ-45 rendent les équipements faciles à installer et à entretenir.

### Liste des appareils



Équipements de couloir disponibles:

NUDL4S-H  
NUCL4-H  
NUCL4P-H  
NUDL2S-H



Afficheur de couloir (12 caractères par ligne / mode défilement),  
un indicateur de couleur définissant la priorité des appels  
NUCD12IP-H

*Les équipements de couloir sont souvent utilisés dans des solutions Ascom Telligence. Contactez Ascom dès aujourd'hui pour savoir comment Ascom Telligence peut aider les hôpitaux et les patients.*

La disponibilité, la configuration et les spécifications techniques des produits, services et solutions Ascom peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour des informations détaillées, veuillez vous adresser à votre représentant local Ascom

### ASCOM (FRANCE) S.A.

28, Avenue de l'Île Saint Martin  
92024 Nanterre Cédex

Tel: +33 0811 90 20 10 / Fax: +33 01 47 69 64 52

[www.ascom.fr](http://www.ascom.fr)

**ascom**