



DIGISTAT® Patient Explorer

DIGISTAT® versión 4.3

MANUAL DE USUARIO

DIG UD PXL IU 0005 ESP V01

30 de Junio de 2017

ASCOM UMS srl unipersonal
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018 Scandicci (Firenze) Italia
Tfno. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 8290392

www.ascom.com

DIGISTAT® versión 4.3

Copyright © ASCOM UMS srl. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, copiada, registrada o traducida de ninguna manera, por ningún medio y en soporte alguno sin el consentimiento previo por escrito de ASCOM UMS.

LICENCIA DE SOFTWARE

Su Acuerdo de Licencia con ASCOM UMS – suministrado con el producto – especifica los usos permitidos y prohibidos del producto.

LICENCIAS Y MARCAS REGISTRADAS

DIGISTAT® es producido por ASCOM UMS srl

<http://www.unitedms.com>

DIGISTAT® es una marca registrada por ASCOM UMS srl

La información es exacta en el momento de la publicación.

Todas las demás Marcas Registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

El producto ASCOM UMS DIGISTAT® lleva la marca  conforme a la Directiva 93/42/CEE (“Dispositivos médicos”), enmendada por la directiva 2007/47/CE.

UMS está certificada bajo los estándares UNI EN ISO 9001:2008 y UNI CEI EN ISO 13485:2012 para el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y la asistencia de software.

1. Índice

1. Índice	3
2. Patient Explorer	4
2.1. Acceso al módulo	4
2.2. Características de la pantalla.	5
2.3. Cómo buscar los datos de un paciente	6
2.4. Resultados de la búsqueda	7
2.4.1. Selección del paciente	7
2.5. Botones de selección	8
2.6. La barra de comandos	9
2.6.1. El botón NUEVO PACIENTE.....	10
2.6.2. El botón EDITAR PACIENTE.....	10
2.6.3. El botón IMPRIMIR	17
2.6.4. El botón SELECCIONAR	17
2.6.5. El botón NINGUNO	17
2.6.6. El botón CERRAR.....	17



Para la información general en relación con el entorno DIGISTAT® y las instrucciones de uso del software Control Bar, ver el documento “DIG UD CBR IU 0005 ITA V01 - Digistat Control Bar User Manual” (“Manual de Usuario de Digistat Control Bar”).

2. Patient Explorer

El módulo DIGISTAT® “Patient Explorer” permite gestionar los archivos de paciente de uno o varios hospitales. El módulo permite acceder rápidamente a los datos principales de cada paciente, visualizarlos, modificarlos y, si es necesario, introducirlos automáticamente en los formularios, documentos o sistemas que se usen.

“Patient Explorer” es un módulo ampliamente personalizable según las necesidades, las preferencias y las funciones de la estructura que lo utiliza. En este manual se describe una configuración típica, o estándar, que ilustra los comandos más frecuentes y las operaciones más comunes.

2.1. Acceso al módulo

Para acceder al módulo

- Hacer clic en el botón **Paciente** en “Control Bar” (Fig 1).



Fig 1 - Botón “Paciente”



Hay distintas configuraciones en las que el acceso a las funciones de selección y gestión del paciente cambia. Ver la documentación específica de los sistemas instalados para conocer las modalidades de acceso, si son distintas de las aquí descritas.

Aparecerá una pantalla análoga a la que se muestra en Fig 2.



Tenga presente que el módulo “Patient Explorer” admite muchas posibilidades de configuración, y que el aspecto de las distintas pantallas cambia según las soluciones adoptadas en fase de configuración. En este manual se describe una configuración “típica” del módulo, cuya finalidad es ejemplificar las funciones y procedimientos que lo distinguen.

El aspecto de las pantallas en uso en la estructura del lector de este manual puede por tanto ser distinto de las aquí presentadas.



Fig 2 - Búsqueda de paciente

A través de esta pantalla se puede

- buscar un paciente entre los que se encuentran en las bases de datos configuradas;
- introducir en la base de datos un paciente nuevo;
- modificar los datos de un paciente presente en las bases de datos.

2.2. Características de la pantalla.

La pantalla principal de "Patient Explorer" está formada por tres secciones principales.

- 1) La parte superior contiene los campos en los que se pueden introducir los parámetros de búsqueda y los botones que permiten realizar la búsqueda (Fig 2 A - Instrumentos de búsqueda).
- 2) La parte central de la pantalla contendrá los resultados una vez que la búsqueda haya sido efectuada (Fig 2 B - Resultados de la búsqueda).
- 3) La barra de comandos contiene varios botones-función que permiten realizar distintas operaciones (Fig 2 C).

2.3. Cómo buscar los datos de un paciente

Los campos presentes en la parte superior de la pantalla permiten introducir las informaciones según las cuales se efectúa la búsqueda.


The image shows a search form with two rows of input fields. The first row contains 'Apellidos', 'Nombre', 'Sexo', and 'Fecha de Nacimiento' (with slashes for day and month). The second row contains 'Cod. Sanitario' and 'Cod. Paciente'. To the right of the form are two buttons: 'BUSCAR' and 'BORRAR'. A red oval labeled 'A' encircles the input fields, and a red pin labeled 'B' points to the 'BUSCAR' button.

Fig 3 – Campos de búsqueda

Para buscar un paciente es necesario:

1. introducir los datos del paciente en los campos de búsqueda (Fig 3 A).
2. Hacer clic en el botón **Buscar** (Fig 3 B).

La parte central de la pantalla recogerá en una tabla la lista de todos los pacientes cuyos datos corresponden a los introducidos. El resultado será la lista de los pacientes que responden a todos los valores introducidos.

Por ejemplo: si realizo una búsqueda introduciendo la fecha de nacimiento del paciente, obtendré como resultado la lista de todos los pacientes nacidos ese día. Si realizo la búsqueda introduciendo la fecha de nacimiento y el sexo del paciente obtendré como resultado una lista que recogerá únicamente los hombres o las mujeres nacidos ese día.

La configuración ofrece la posibilidad de obtener una lista de todos los pacientes registrados en la base de datos, simplemente con pulsar en el botón **Buscar** sin haber introducido ningún valor en los campos de búsqueda.

También permite, en los casos en que la búsqueda proporciona un solo resultado, introducir directamente los datos en el sistema que se está usando, sin necesidad de efectuar otras selecciones. El paciente será así seleccionado automáticamente. Ver en el apartado 2.4.1 una explicación de la expresión “paciente seleccionado”.

Si la búsqueda da dos o más resultados, se visualizará la lista de resultados. En ese caso, para seleccionar un paciente hay que hacer doble clic en el resultado deseado.

El botón **Restablecer** permite “limpiar” los campos de búsqueda.

2.4. Resultados de la búsqueda

Los resultados de la búsqueda se visualizan en la parte central de la pantalla (Fig 4).

Apellidos	Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	Cod. Sanitario	Cod. Paciente	Fecha Admisión Rep	Fecha Alta Rep
Enfermero	Medico	F	10/10/2015		654321	18-10-2017 17:01:00	
Paciente	Ejemplo 1	F	04/10/1967		4679	06-12-2017 12:15:00	
Pregunta	Ejemplo 1	M	06/12/1945		5645	06-12-2017 12:10:00	
	Nombre	I	23/03/1955		8526	06-12-2017 12:12:00	
		M	12/12/2016		123456	18-10-2017 16:58:00	
Temp	Temp	I			111	30-11-2017 11:28:00	01-12-2017 11:27:00

Fig 4 – Resultados de búsqueda

Los resultados se disponen en orden alfabético, subdivididos en columnas. El número de columnas varía según la configuración. En el ejemplo ilustrado en Fig 4 las columnas recogen el nombre, los apellidos, el sexo, el código, la fecha de nacimiento y la edad de cada paciente. Puede ocurrir que no estén disponibles todos los datos de un paciente; en ese caso, el espacio correspondiente a la información que falta aparece vacío.

2.4.1. Selección del paciente

Para seleccionar un paciente

- hacer doble clic en la línea que contiene su nombre

o bien

1. hacer clic en la línea que contiene el nombre del paciente. La línea aparecerá resaltada.
2. Hacer clic en el botón **Elegir** en la barra de comandos (Fig 9 C).

El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente** de “Control Bar” (Fig 6).

Paciente	Fecha de nacimiento: 6 dic 1945	Peso [kg]: 65	UCIP	Usua
PACIENTE, EJEMPLO 1			02	

Fig 5

Fig 6 - Paciente seleccionado



*El paciente seleccionado es siempre aquel cuyo nombre aparece sobre el botón **PACIENTE**. Toda operación que se lleve a cabo desde la pantalla de “Búsqueda de paciente” se referirá al paciente cuyo nombre aparece sobre este botón, y no a los pacientes cuyos nombres se visualicen en la pantalla.*



De aquí en adelante, y en relación con los pacientes, se usará la siguiente terminología.

***Paciente registrado en la base de datos** – Significa que su nombre y sus datos aparecen en el archivo que estamos consultando.*

***Paciente seleccionado** – Significa que el paciente ha sido seleccionado. El procedimiento de selección se describe en este apartado. Cuando el paciente está seleccionado, su nombre aparece sobre el botón **Paciente**.*

***Paciente ingresado** – Significa que el paciente ha sido ingresado en el hospital. El ingreso de un paciente implica la asignación de una cama y un departamento. Cuando se selecciona un paciente ingresado, sobre el botón **Paciente**, al lado del nombre, aparece el número de la cama en que se encuentra.*

2.5. Botones de selección

Los botones de la izquierda (Fig 7) permiten acceder a pantallas y funciones del módulo que son específicas de la configuración que se está usando y que pueden estar habilitadas o no en función del usuario que esté utilizando el sistema. Por ejemplo, distintos botones pueden dar acceso a distintas bases de datos. También pueden configurarse botones específicos que permiten acceder a pantallas correspondientes a un determinado departamento.



Recordamos que el módulo DIGISTAT® “Patient Explorer” ofrece amplias posibilidades de configuración. El aspecto y la estructura de las pantallas dependen de las existencias del hospital que utiliza el sistema.




Fig 7

La opción seleccionada es la que aparece en color amarillo.

En Fig 7, por ejemplo, el botón **Buscar pacientes** selecciona la página de búsqueda de los pacientes (Fig 2), mientras el botón **Reanimación** permite acceder a una pantalla que muestra en detalle los pacientes ingresados en “Reanimación” (Fig 8).




Fig 8

En Fig 8 A se indican los botones que representan las camas del departamento. El nombre del paciente ingresado aparece en el botón correspondiente a la cama. Para seleccionar el paciente, basta con hacer clic en el botón. Obviamente, solo tienen acceso a la pantalla los usuarios capacitados y habilitados.

2.6. La barra de comandos

La barra de comandos representada en Fig 9 contiene cinco botones que permiten realizar distintas operaciones.



Fig 9 - Barra de comandos



Los botones que puedan aparecer por encima de los mostrados en este ejemplo dependen de la configuración en uso y sirven para cumplir con necesidades específicas de la estructura que utiliza DIGISTAT® “Patient Explorer”.

La siguiente lista presenta las funciones de los distintos botones. Para los procedimientos detallados, consultar los apartados que se van indicando.

- 1) **Nuevo Paciente** (Fig 9 A) – Permite introducir un nuevo paciente en la base de datos (ver el apartado 2.6.1).

- 2) **Editar Paciente** (Fig 9 B) – Permite modificar los datos del paciente (ver el apartado 2.6.2).
- 3) **Imprimir** (Fig 9 C) – Permite acceder a las funciones de impresión.
- 4) El botón **Seleccionar** (Fig 9 D) permite seleccionar un determinado paciente (ver el apartado 2.6.3).
- 5) **Ninguno** (Fig 9 E) – Permite anular la selección de un paciente cuando está seleccionado. Una vez pulsado el botón **Ninguno** el nombre del paciente anteriormente seleccionado desaparece del botón **Paciente** (ver el apartado 2.6.5).
- 6) **Cerrar** (Fig 9 F) – Permite cerrar la pantalla de búsqueda (ver el apartado 2.6.6).

2.6.1. El botón NUEVO PACIENTE

El botón **Nuevo Paciente** (Fig 10 A) permite introducir un nuevo paciente en la base de datos.




Fig 10 - Barra de comandos

Para añadir un nuevo paciente,

1. hacer clic en el botón **Nuevo paciente**. Aparecerá la siguiente ventana.

Fig 11 – Nueva paciente

2. Introducir los datos del nuevo paciente.
3. Hacer clic en **Ok** para confirmar. Los datos del nuevo paciente quedarán así registrados en la base de datos.

2.6.2. El botón EDITAR PACIENTE

El botón **Editar Paciente** (Fig 12 A) permite modificar los datos de un paciente que ya existe en la base de datos.




Fig 12 - Barra de comandos

Nótese que, para que este botón sea utilizable, es necesario que haya un paciente seleccionado. Es decir, el nombre debe aparecer sobre el botón **Paciente** de DIGISTAT® Control Bar (Fig 13). Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente.

Las operaciones de modificación se refieren siempre al paciente cuyo nombre aparece sobre el botón **Paciente** (Fig 13).




Fig 13

Para modificar los datos del paciente,

1. seleccionar el paciente cuyos datos se quieren modificar. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 14).



Fig 14 – Editar paciente

Cada una de estas opciones permite llevar a cabo una operación distinta. Las funciones de los distintos botones del menú se describen en los apartados siguientes.

2.6.2.1. Mover

El botón **Mover** (Fig 14 A) permite registrar el traslado de un paciente seleccionado a otra cama y/o a un departamento distinto.



Para que un paciente pueda ser trasladado, es necesario que antes haya sido ingresado. Ver el procedimiento de ingreso en el apartado 2.6.2.2 .

Para mover un paciente,

1. seleccionar el paciente. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente. El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente**.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 14).
3. Hacer clic en el botón **Mover** (Fig 14 A).

Se abrirá la ventana siguiente (Fig 15).




Fig 15 - Mover paciente

4. Utilizar los botones-flecha (Fig 15 A) para seleccionar el departamento y la cama a la que será trasladado el paciente. El botón superior abre una lista de todos los departamentos disponibles. El botón inferior abre una lista de todas las camas disponibles en el departamento seleccionado. Si al lado del número de cama aparece el nombre de un paciente, significa que la cama ya está ocupada (en Fig 16 las camas 11 y 3 están ocupadas).




Fig 16 - Lista de camas

5. hacer clic en **Ok** para confirmar (Fig 16 A).

Si se selecciona una cama ocupada y se hace clic en **Ok** el sistema, mediante una nueva ventana, pregunta si deseamos intercambiar los pacientes de las dos camas.




Fig 17

2.6.2.2. Ingresar

El botón **Ingresar** permite registrar el ingreso de un paciente en un determinado departamento. Para ingresar un paciente,

1. seleccionar el paciente. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente. El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente**.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 18).



Fig 18

3. Hacer clic en el botón **Ingresar** (Fig 18 A). Se abrirá la ventana siguiente.




Fig 19 – Ingresar paciente

4. Utilizar los botones-flecha (Fig 19 A) para seleccionar el departamento y la cama de destino. El botón superior abre una lista de todos los departamentos disponibles. El botón inferior abre una lista de todas las camas disponibles en el departamento seleccionado. Las camas ocupadas no aparecerán en la lista de camas disponibles.
5. Hacer clic en **Ok** para confirmar (Fig 19 B). Una vez que se ha hecho clic en **Ok** el sistema, mediante una nueva ventana, solicita que se especifiquen los datos del paciente a ingresar (Fig 20).

Una ventana de diálogo titulada 'EDITAR PACIENTE' con un icono de usuario a la izquierda. Contiene campos de texto y listas desplegables para: Apellidos (Apellidos), Nombre (Nombre), Iniciales (AN), Código de paciente (646512), Fecha de nacimiento (29/08/2017), Sexo (F), Notas (área de texto), Fecha De Ingreso - hora (07/12/2017, 10:50:37), Fecha De Alta - hora, Código de ingreso, Altura [cm] y Peso [kg]. Hay botones 'OK' y 'CANCELAR'. Una etiqueta 'A' amarilla apunta al botón 'OK'.

Fig 20 – Datos de paciente

6. Introducir los datos del paciente en los campos correspondientes.

7. Hacer clic en **Ok** para completar el procedimiento de ingreso (Fig 20 A).

2.6.2.3. Dar de alta

El botón **Dar de alta** permite registrar el alta de un paciente.



Para que un paciente pueda ser dado de alta, es necesario que antes haya sido ingresado. Ver el procedimiento de ingreso en el apartado 2.6.2.2 .

Para dar de alta un paciente:

1. seleccionar el paciente. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente. El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente**.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 21).



Fig 21

3. Hacer clic en el botón **Dar de alta** (Fig 21 A). Se abrirá una ventana que solicita confirmación de la operación (Fig 22).




Fig 22 – Alta de un paciente

4. Hacer clic en **SÍ** para proceder con el alta del paciente. Se visualizará la ventana que contiene los datos del paciente (Fig 23 - nótese que, a diferencia de la ventana vista en Fig 20, aquí pueden modificarse la fecha y la hora del alta).

Fig 23 – Datos de paciente (ingreso)

5. Hacer clic en **Ok** (Fig 23 A) para completar el procedimiento de alta.

2.6.2.4. Borrar

El botón **Borrar** permite borrar todos los datos del paciente de la base de datos. Para borrar los datos de un paciente:

1. seleccionar el paciente. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección del paciente. El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente**.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 24).



Fig 24

3. Hacer clic en el botón **Borrar** (Fig 24 A). Se abrirá una ventana que solicita confirmación de la operación (Fig 25).

Fig 25 – Borrar paciente

4. Hacer clic en **Sí** para proceder con la eliminación.

¡ATENCIÓN!

Borrar un paciente de la Base de datos es una operación irreversible. Una vez que el paciente ha sido borrado, se pierde la posibilidad de acceder a cualquier documento DIGISTAT® en relación con él.

Por consiguiente es necesario realizar esta operación con gran cuidado.

2.6.2.5. Editar

El botón **Editar** permite modificar los datos personales del paciente seleccionado. Para modificar los datos del paciente,

1. seleccionar el paciente. Ver en el apartado 2.4.1 las modalidades de selección. El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente**.
2. Hacer clic en el botón **Editar Paciente**. Se abrirá un menú que contiene varias opciones (Fig 26).



Fig 26

3. Hacer clic en el botón **Editar** (Fig 26 A). Se abre una ventana que contiene los datos del paciente (Fig 27).


Una ventana de software titulada 'EDITAR PACIENTE'. Contiene varios campos de entrada y botones. Los campos incluyen: 'Apellidos' (con un icono de usuario a la izquierda), 'Nombre', 'Iniciales' (conteniendo 'AN'), 'Código de paciente' (conteniendo '646512'), 'Fecha de nacimiento' (conteniendo '29/08/2017'), 'Sexo' (conteniendo 'F'), 'Notas' (un área de texto grande), 'Fecha De Ingreso - hora' (conteniendo '07/12/2017' y '10:50:37'), 'Fecha De Alta - hora', 'Código de ingreso', 'Altura [cm]' y 'Peso [kg]'. En la parte inferior derecha hay dos botones: 'OK' y 'CANCELAR'. El botón 'OK' tiene un icono de una 'A' amarilla dentro de un círculo rojo con una sombra.

Fig 27 – Editar paciente

4. Modificar los datos del paciente según se desee.
5. Hacer clic en **Ok** (Fig 27 A) para completar los cambios.

2.6.3. El botón IMPRIMIR

El botón **Imprimir** de la barra de comandos (Fig 29 A) permite acceder a las funciones de impresión.



Fig 28 – Barra de comandos

2.6.4. El botón SELECCIONAR

El botón **Elegir** de la barra de comandos (Fig 29 A) permite seleccionar un paciente.



Fig 29 - Barra de comandos

Para seleccionar un paciente:

1. buscar el nombre del paciente utilizando los instrumentos descritos en el apartado 2.3. En pantalla aparecerá la lista de resultados.
2. hacer clic en la línea que contiene el nombre del paciente. La línea quedará resaltada.
3. Hacer clic en el botón **Elegir** en la barra de comandos (Fig 29 A). El nombre del paciente seleccionado aparecerá sobre el botón **Paciente** de “Control Bar” (Fig 30).



Fig 30 - Paciente seleccionado



El paciente puede seleccionarse también haciendo doble clic en la línea que contiene su nombre.

2.6.5. El botón NINGUNO

El botón **Ninguno** (Fig 31 A) permite deseleccionar el paciente seleccionado (es decir, el paciente cuyo nombre se encuentra en el botón **Paciente**).




Fig 31 - Barra de comandos

Para deseleccionar un paciente

- hacer clic en el botón **Ninguno** (Fig 31). El nombre del paciente desaparecerá del botón **Paciente**.

2.6.6. El botón CERRAR

El botón **Cerrar** (Fig 32 A) permite cerrar la pantalla de búsqueda de “Patient Explorer”.



Fig 32 - Barra de comandos

Para cerrar la pantalla

Hacer clic en el botón **Cerrar** (Fig 32 A).