



# Patient Explorer User Manual

**Version 3.0**

**2023-03-27**

# Contents

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. Patient Explorer .....</b>           | <b>3</b> |
| 1.1. Åpne modulen Patient Explorer .....   | 3        |
| 1.2. Innlagte pasienter .....              | 4        |
| 1.2.1. Historieføring av pasientdata ..... | 5        |
| 1.3. Pasientsøk .....                      | 5        |
| 1.3.1. Lokalsøk .....                      | 6        |
| 1.3.2. Fjernsøk .....                      | 7        |
| 1.4. Pasienter fra ADT .....               | 8        |
| 1.5. Pasienter som «overføres» .....       | 9        |
| 1.6. Anonym pasientinnleggelse .....       | 11       |
| 1.6.1. Avstemming (lokal og ekstern) ..... | 12       |
| 1.7. Kommandolinjen .....                  | 13       |
| 1.7.1. Pasientutvalg .....                 | 13       |
| 1.7.2. Ny/legg inn pasient .....           | 14       |
| 1.7.3. Rediger pasient .....               | 15       |
| 1.7.4. Flytt .....                         | 15       |
| 1.7.5. Legg inn .....                      | 16       |
| 1.7.6. Utskriv .....                       | 17       |
| 1.7.7. Slett .....                         | 18       |
| 1.7.8. Rediger .....                       | 19       |
| 1.7.9. Velg bort pasient .....             | 20       |
| 1.7.10. Lukk .....                         | 20       |

# 1. Patient Explorer



*For generell og detaljert informasjon om produktmiljøet og instruksjoner for bruk av Control Bar-programvaren, se spesifikke dokumenter for produktet. Kunnskap om og forståelse av disse dokumentene er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av modulen, beskrevet i dette dokumentet.*

Med modulen Patient Explorer kan pasientdatabasen administreres for ett eller flere sykehus på en enkel og tilpasset måte.

Hoveddataene til pasienten kan raskt nås, vises, redigeres og om nødvendig settes automatisk inn i valgt dokument/modul i henhold til en konfigurert arbeidsflyt.



*Patient Explorer kan tilpasses i stor grad. Arbeidsflyt og prosedyrer endres i henhold til konfigurasjonen som er valgt av helseinstitusjonen.*


*Derfor kan skjermbildene som vises av det aktuelle systemet som er i bruk, være forskjellige fra dem som er beskrevet i denne håndboken.*

*Håndboken beskriver standardkonfigurasjonen som et eksempel.*

## 1.1. Åpne modulen Patient Explorer

Tilgang til Patient Explorer:

- Klikk på Pasient-knappen på Control Bar.



**Fig 1**

En skjerm som viser pasienter innlagt på en spesifikk avdeling vises (tilsvarende som vist i Fig. 2).

## 1.2. Innlagte pasienter

Skjermen vist i Fig. 2 viser alle pasientene som er innlagt på en avdeling, (for eksempel en intensivavdeling).

|                          |     |                  |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| PASIENTER<br>INNLEGGELSE | 1   | Jack White       | 9   | Frances Gardner  |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU | 08/11/2016 17:05 |
|                          | 2   | John Smith       | 10  |                  |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU |                  |
|                          | 3   | John Brown       | 11  | Patient 49       |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU | 01/04/2020 13:41 |
|                          | 4   | John Doe         | 12  |                  |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU |                  |
| PASIENTER<br>SØK         | 5   | Lenny Malmsteen  | 13  | Jean Osburne     |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU | 08/11/2016 17:05 |
|                          | 6   | Bruce Satriani   | 14  | Mary Black       |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU | 08/11/2016 17:05 |
|                          | 7   | Patti Zappa      | 15  |                  |
|                          | ICU | 08/11/2016 17:05 | ICU |                  |
|                          | 8   | Frank White      | 16  |                  |
|                          | ICU | 22/01/2020 09:15 | ICU |                  |

|        |              |  |  |  |
|--------|--------------|--|--|--|
| I SENG | I OVERFØRING |  |  |  |
|--------|--------------|--|--|--|

Fig. 2

De nummererte knappene representerer senger (Fig. 3).

|     |                  |
|-----|------------------|
| 4   | John Doe         |
| ICU | 08/11/2016 17:05 |

Fig. 3

På hver sengeknapp vises følgende informasjon (fra venstre):

- Sengennummer og navn på avdeling.
- Navnet på pasienten som er innlagt i sengen.
- Innleggesdato og -tid (under pasientnavnet).

For å velge en pasient og vise dataene:

- Klikk på sengeknappen.

Pasienten er valgt. Navnet vises på **PASIENT**-knappen på «Kontrollinjen» (Fig. 4).

|                    |   |               |        |
|--------------------|---|---------------|--------|
| ROSE,<br>PATIENT 4 | ♀ | Age 30 years  | Day 28 |
|                    |   | Code 20000004 |        |

Fig. 4

### 1.2.1. Historieføring av pasientdata

Pasientdata kan konfigureres til å arkiveres etter et konfigurerbart antall dager for å spare lagringsplass. Innhenting av data for «arkiverte» pasienter tar tid. Derfor vises et popup-vindu når du velger en «arkivert» pasient, som advarer om at pasientdataene må hentes fra arkivet og at dette kan ta flere minutter.

- Klikk **Ja** i pop-up-vinduet for å fortsette.

Det er fortsatt mulig å bruke Digistat med andre pasienter samtidig som innhentingsprosedyren pågår i bakgrunnen,

Når prosedyren er fullført, vises en dialogboks som gir beskjed om at det nå er mulig å velge pasienten.



*Gjenoppretting av pasientdata kan ta uforutsigbart lang tid avhengig av størrelsen på pasientdataene og tekniske behov.*

### 1.3. Pasientsøk

Knappene øverst til venstre på skjermen (vist i Fig. 5 **A**) gjør det mulig å velge enten listen over innlagte pasienter, eller funksjonaliteten for pasientsøk.

Hvis knappen **INNLAGTE PASIENTER** klikkes, vil skjermen beskrevet i forrige avsnitt vises.

Hvis knappen **PASIENTSØK** klikkes, vil skjerm og funksjonaliteter beskrevet i etterfølgende seksjon aktiveres (**PASIENTSØK**-funksjonalitet). Skjermen vist i Fig. 5 vises i dette tilfellet.

Fig. 5

Det er to søkemuligheter, avhengig av hvilken knapp som er valgt på kommandolinjen (Fig. 5 **B**):

1. **LOKALSØK**, gjør det mulig å søke etter pasienter i det lokale domenet.
2. **FJERNSØK**, gjør det mulig å søke eksternt (for eksempel: alle pasientene i sykehusets pasientarkiv).

**AVSTEMMING** (LOKAL og EKSTERN – Fig. 5 **C**) gjør det mulig å avstemme dataene til de ukjente/midlertidige pasientene som er opprettet på mobilapplikasjonen Identity med de faktiske pasientdataene som er registrert i sykehusets pasientarkiv. **LOKAL AVSTEMMING** søker Digistat database. **FJERNAVSTEMMING** søker i sykehusets ADT.

**ANONYM**-knappen (Fig. 5 **D**) legger inn en anonym pasient (det vil si at alle pasientdata er ukjente) i en av sengene i domenet.



*FJERNSØK og FJERNAVSTEMMING er bare tilgjengelig hvis den riktige forbindelsen mellom Digistat Suite og fjernarkivene er opprettet.*

### 1.3.1. Lokalsøk

Søkefeltene i det øvre området gjør det mulig å spesifisere relevant pasientinformasjon.

| Etternavn | Fornavn | Kjønn | Fødselsdato | Pasientkode | Admission date | Admission code |
|-----------|---------|-------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Doe       | John    | M     | 01/01/1954  | 34526       | 08/11/2016     | A0444          |
| Smith     | John    | M     | 01/01/1952  | 45367       | 08/11/2016     | A0222          |
| Malmsteen | Lenny   | M     | 01/01/1955  | 055555      | 08/11/2016     | A0555          |
| Black     | Mary    | F     | 01/01/1964  | 141414      | 08/11/2016     | A1414          |

Fig 6

For å søke etter en pasient:

- Legg inn opplysningene til pasienten du søker etter i ett eller flere felt (Fig 6 **A**).
- Klikk på **Søk**-knappen (Fig 6 **B**).

I det midtre området vises en tabell med en liste over pasienter som passer til de spesifiserte opplysningene (Fig 6 **C**).

Hvis **plassering** er valgt og en faktisk plassering er spesifisert, utføres søket blant pasientene som allerede er innlagt på det valgte stedet.

- Dobbeltklikk på raden som tilsvarer en pasient for å velge den pasienten.
- Klikk **FJERN** for å tømme søkefiltrene.

### 1.3.2. Fjernsøk

Hvis **FJERNSØK** er valgt, blir søket utført blant alle pasientene som er tilkoblet arkivene.

- Klikk **FJERNSØK**.

Skjermbildet «FJERNSØK» vises (Fig. 7).

The screenshot shows the 'FJERNSØK' interface. On the left, there is a sidebar with two buttons: 'PASIENTER INNLEGGELSE' and 'PASIENTER SØK'. The 'PASIENTER SØK' button is highlighted in blue. The main area contains a search form with the following fields: 'Etternavn' (Last name), 'Fornavn' (First name), 'Fødseldato' (Date of birth) with a date picker, 'Kjønn' (Gender) with a dropdown, and 'Pasientkode' (Patient code). There are two buttons on the right: 'SØK' (Search) and 'FJERN' (Remove). Red callout letters A, B, and C are used to highlight specific elements: A points to the search fields, B points to the 'SØK' button, and C points to the search results area below the form.

|          |          |        |                  |                 |
|----------|----------|--------|------------------|-----------------|
| LOKALSØK | FJERNSØK | ANONYM | LOKAL AVSTEMMING | FJERNAVSTEMMING |
|----------|----------|--------|------------------|-----------------|

**Fig. 7**

For å søke etter en pasient:

- Skriv inn kjente pasientdata i søkefeltene (Fig. 7 **A**).
- Klikk **SØK** (Fig. 7 **B**).

Liste over resultater vises (Fig. 7 **C**).

- Dobbeltklikk på raden som tilsvarer ønsket pasient.

Vinduet «NY/LEGG INN PASIENT» vises (Fig 8).

**Fig 8**

- Bekreft/rediger pasientdata (Fig 8 **A**) og klikk **OK**.

Pasienten er nå lagt inn. Navnet på pasienten vises på den spesifiserte sengeknappen på skjermen «INNLAGTE PASIENTER» (Fig. 2).

## 1.4. Pasienter fra ADT



*Knappene på kommandolinjen utløser spesifikke spørringer i de tilgjengelige databasene. To eksempler er beskrevet her: «Pasienter fra ADT» og «Pasienter i overgang».*

Hvis en spesifikk programvarekomponent er installert på serversiden, kan systemet innhente pasientrelaterte opplysninger fra Helseinstitusjon ADT.

Hvis systemet er slik konfigurert og det finnes sengeopplysninger, kan pasienten innlegges direkte i sengen av ADT. I dette tilfellet vil avdelingspersonalet automatisk se de nye pasientene på listen med innlagte pasienter.

Hvis ikke, vil pasientene innlagt på avdelingen av ADT listes opp i et spesifikt skjermbilde. Tilgang til dette skjermbildet:

- Klikk på **ADT**-knappen på kommandolinjen (hvis tilstede).

Pasienter tildelt av ADT listes opp i det sentrale området av skjermen.


For hver pasient finnes følgende opplysninger:

- Fornavn
- Etternavn
- Kjønn
- Fødselsdato
- Pasientkode

For å velge en pasient:

- Dobbeltklikk på rekken for pasienten.

**Ny/innlegg pasient**-vinduet med tilgjengelige pasientrelaterte opplysninger vises (Fig 9).



The screenshot shows a software window titled "NY/LEGG INN PASIENT" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and icons. On the left side, there are three icons: a person icon, a red circle with a white 'A', and a house with a plus sign. The input fields are organized as follows: "Etternavn" (Last Name) with the value "John", "Fornavn" (First Name) with the value "Doe", and "Initialer" (Initials) which is empty. Below these are "Pasientkode" (Patient Code) with the value "34524", "Fødselsdato" (Date of Birth) with a dropdown showing "12/03/1966", and "Kjønn" (Gender) which is empty. There is a "Notater" (Notes) text area. Below the notes are "Innleggesdato - tid" (Admission Date - Time) with a dropdown showing "01/07/2020" and a time spinner showing "09:20:07", and "Utskrivelsesdato - tid" (Discharge Date - Time) which is empty. Below these are "Innleggeskode" (Admission Code) which is empty, "Høyde [cm]" (Height [cm]) which is empty, and "Vekt [kg]" (Weight [kg]) which is empty. At the bottom are "Område" (Area) with a dropdown showing "ICU" and "Seng" (Bed) with a dropdown showing "6". At the bottom right are three buttons: a checkmark icon, "OK", and an "X" icon followed by "AVBRYT" (Cancel).

**Fig 9**

- Bekreft/rediger pasientdata (Fig 9 **A**) og klikk **OK**.

Pasienten er nå lagt inn. Navnet på pasienten vises på den spesifiserte sengeknappen på skjermen «INNLAGTE PASIENTER» (Fig. 2).

## 1.5. Pasienter som «overføres»

To knapper på kommandolinjen, angitt i Fig 10 **A**, gjør det mulig å vise enten pasientene som er «til sengs» eller pasientene som «overføres».

Hvis **TIL SENGS**-knappen klikkes på, vises skjermen som vises i Fig. 2.

Hvis **OVERFØRES**-knappen klikkes på, vises skjermen som vises i Fig 10.



Pasienter som «overføres» vises bare hvis forbindelsene mellom Digital Suite og sykehuspasientarkivene er implementert.

|                   | First name  | Last name | Sex | Birth date | Patient code |
|-------------------|-------------|-----------|-----|------------|--------------|
| PATIENTS ADMITTED | Doe         | John      | M   | 23/01/1971 | 43563        |
| PATIENTS SEARCH   | Patient - 1 | Test - 1  | F   | 18/03/1955 | 5674563      |

IN BED
IN TRANSFER

**Fig 10**

Denne skjermen viser alle pasientene som «overføres». Pasienter som «overføres» er pasientene som allerede har blitt vurdert av sykehusenhetene som dekkes av arbeidsstasjonen i bruk (det vil si pasienter med åpen innleggelse) som ikke har fått tildelt en seng.

Hver rad representerer en pasient, og viser fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato og pasientkode.

- Dobbelklikk på raden som tilsvarer pasienten for å tildele dem en seng.

Følgende vindu åpnes (Fig 11):

**NEW/ADMIT PATIENT** ✕

Family Name  
**Patient**

Patient Code  
**56473**

Notes

Given Name  
**Rose**

Birth Date  
**15/03/1967**

Sex  
**F**

Initials

Admission Date - time  
**31/10/2019** **10:00:48**

Admission Code  
**675534**

Location  
**ICU**

Discharge Date - time

Height [cm]

Weight [kg]

Bed  
**1**


✓ OK ✕ CANCEL

**Fig 11**

- Angi destinasjonen **Lokasjon** (avdeling) og **Seng** angitt i Fig 11.
- Klikk **OK**.

Pasienten er nå tilordnet en bestemt lokasjon og seng, og navnet deres vises på den tilsvarende sengeknappen (Fig. 3).

## 1.6. Anonym pasientinnleggelse



**Fig 12**

"Anonym pasient"-skjermbildet gjør det mulig å legge inn en pasient som det enda ikke finnes opplysninger om. Få tilgang til funksjonaliteten:

- Klikk på knappen **Anonym** på kommandolinjen (Fig 12 **A**).

Det vises en skjerm som viser alle tomme senger i avdelingen (Fig 12 **B**).

For å legge en anonym pasient i en seng:

- Dobbeltklikk på rekken for ønsket seng.

Brukerbekreftelse kreves.

- Klikk **Ja** for å legge inn pasienten.

Et midlertidig navn tildeles automatisk (for eksempel: pasient 10).

Pasientdata kan senere oppdateres ved hjelp av funksjonaliteten Rediger pasient (se avsnitt 1.7.3).

### 1.6.1. Avstemming (lokal og ekstern)

---



Denne prosedyren er bare relevant hvis Identity Mobile-applikasjonen er i bruk.

---

Denne prosedyren gjør det mulig å avstemme dataene fra ukjente/midlertidige pasienter opprettet i mobilapplikasjonen Identity med de faktiske pasientdataene som er lagt inn i sykehusets pasientarkiv. **LOKAL AVSTEMMING** søker i databasen. **FJERNAVSTEMMING** søker i sykehusets ADT.

- Velg den ukjente/midlertidige pasienten som for øyeblikket er tilordnet sengen (Fig. 2).
- Klikk på knappen **Avstemming** på kommandolinjen.

Et søkeskjerm bilde åpnes.

- Søk etter pasienten med de faktiske data for den ukjente/midlertidige pasienten. Bruk søkefunksjonaliteten som beskrevet i forrige avsnitt.
- Dobbeltklikk på raden med riktig informasjon for den midlertidige pasienten.

Det vises en melding der det blir spurt om valgte pasientdata skal overskrive de midlertidige pasientdataene.

- Klikk **Ja** for å overskrive dataene.

Pasientdataene er nå avstemt. De ukjente/midlertidige pasientdataene er erstattet med riktig data, og sengeknappen oppdateres til å vise den nye informasjonen.

## 1.7. Kommandolinjen

Kommandolinjen (Fig. 13) inneholder knapper som gjør det mulig å utføre ulike handlinger.



Fig. 13

- 1) **Ny/legg inn pasient** (Fig. 13 **A**) – Denne knappen gjør det mulig å legge en ny pasient inn i databasen og innlegge han/henne i en seng (se avsnitt 1.7.2 for detaljert prosedyre).
- 2) **Rediger pasient** (Fig. 13 **B**) – Denne knappen gjør det mulig å redigere pasientens opplysninger (se avsnitt 1.7.3).
- 3) **Skriv ut** (Fig. 13 **C**) – Når denne knappen er aktivert, skriver den ut rutenettet vist i skjermbildet.
- 4) **Eksporter** (Fig. 13 **D**) – Når denne knappen er aktivert, kan de aktuelle opplysningene eksporteres til en XLS-fil.
- 5) **Velg** (Fig. 13 **E**) – Bruk denne knappen for å velge en pasient..
- 6) **Ingen** (Fig. 13 **F**) – Denne knappen gjør det mulig å velge bort en valgt pasient. Etter å ha klikket på **Ingen**-knappen, forsvinner navnet til den tidligere valgte pasienten fra **Pasient**-knappen (se avsnitt 1.7.9).
- 7) **Lukk** (Fig. 13 **G**) – Denne knappen lukker søkeskjermen (se avsnitt 1.7.10).

### 1.7.1. Pasientutvalg

I Digistat Suite er det den valgte pasientens navn som vises på knappen **PASIENT** på kontrolllinjen (Fig. 14).




Fig. 14

En pasient kan velges på forskjellige modulspefifikke måter, avhengig av hvilken arbeidsflyt som er i bruk. Fremgangsmåtene for utvalg som er mulige i modulen Patient Explorer er:

- 1) Klikk på sengeknappen til en pasient (Fig. 3).
- 2) Dobbeltklikk på raden som inneholder pasientdataene (etter for eksempel et utført pasientsøk – Fig. 7 **C**).
- 3) Klikk på raden som inneholder pasientdata for å utheve den, og klikk deretter **Velg** på kommandolinjen (Fig. 13 **E**).

## 1.7.2. Ny/legg inn pasient

**Ny/legg inn pasient**-knappen (Fig. 15) gjør det mulig å legge en ny pasient inn i databasen og innlegge han/henne i en seng.



Fig. 15

For å legge inn en ny pasient:

- Klikk på **Ny/legg inn pasient**-knappen.

Følgende vindu åpnes (Fig. 16).

A form titled 'NY/LEGG INN PASIENT' with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections. The first section contains three input fields: 'Etternavn', 'Fornavn', and 'Initialer'. The second section contains three input fields: 'Pasientkode', 'Fødselsdato' (with a dropdown arrow), and 'Kjønn' (with a dropdown arrow). Below these is a 'Notater' section with a text area. The third section contains two date-time pickers: 'Innleggesdato - tid' (set to 01/07/2020 09:20:07) and 'Utskrivelsesdato - tid'. The fourth section contains three input fields: 'Innleggeskode', 'Høyde [cm]' (with a dropdown arrow), and 'Vekt [kg]' (with a dropdown arrow). The fifth section contains two dropdown menus: 'Område' (set to ICU) and 'Seng' (set to 6). At the bottom of the form are three buttons: a red button with a yellow triangle and the letter 'A', a gray button with a checkmark and the text 'OK', and a gray button with an 'X' and the text 'AVBRYT'.

Fig. 16

- Legg inn opplysningene om den nye pasienten. De rosa feltene er obligatoriske.
- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte.

Den nye pasienten er dermed registrert i databasen og innlagt i sengen/avdelingen spesifisert i "Lokasjon"- og "Seng"-feltene (Fig. 16).

### 1.7.3. Rediger pasient

**Rediger pasient**-knappen (Fig. 17) gjør det mulig å redigere opplysningene til en valgt pasient.



Fig. 17

Husk at denne knappen kun kan brukes hvis en pasient er valgt. Navnet må vises i **Pasient**-knappen til Control Bar (Fig. 18).

“Redigering” som utføres gjelder alltid for pasienten hvis navn vises i **Pasient**-knappen (Fig. 18).




Fig. 18

For å redigere pasientens opplysninger:

- Velg pasienten hvis opplysninger skal redigeres.
- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 19).



Fig. 19

Hvert av disse valgene gjør det mulig å utføre en ulik oppgave. Funksjonene til de ulike knappene i menyen er beskrevet i følgende avsnitt.

### 1.7.4. Flytt

**Flytt**-knappen (Fig. 19 A) gjør det mulig å registrere overflyttingen av en valgt pasient til en annen seng og/eller en annen lokasjon.

For å overflytte en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en nedtrekksmeny med ulike valg (Fig. 19).

- Klikk på **Flytt**-knappen (Fig. 19 **A**).

Følgende vindu åpnes (Fig. 20).

**Fig. 20**

- Bruk pilknappene (Fig. 20 **A**) for å velge sengen pasienten skal overflyttes til. Den øverste knappen åpner en liste over alle tilgjengelige lokasjoner. Den nederste knappen åpner en liste over alle tilgjengelige senger i den valgte lokasjonen. Hvis navnet til en pasient vises ved siden av sengenummeret, er sengen allerede opptatt.

- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte.

Hvis en opptatt seng velges, og det klikkes på **Ok**-knappen, kommer det opp en sprettoppmelding som spør om du ønsker å bytte om pasientene i de to sengene.

**Fig. 21**

### 1.7.5. Legg inn

Knappen **Legg inn** gjør det mulig å legge inn en valgt pasient på en bestemt plassering/seng.

For å legge inn en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises på knappen **PASIENT**.

- Klikk på **Rediger**-knappen.

Menyen vist i Fig. 19 blir åpnet.

- Klikk på **Legg inn** knappen (Fig. 19 **B**).

Vinduet vist i Fig. 20 blir åpnet, kun med liste over tilgjengelige senger.

- Bruk rullegardinmenyene (Fig. 20 **A**) for å velge lokalisering/seng.
- Klikk **Ok** for å bekrefte.

## 1.7.6. Utskriv

**Utskriv**-knappen gjør det mulig å registrere utskrivingen av en pasient.

For å overflytte en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.


Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 22).



**Fig. 22**

- Klikk på **Utskriv**-knappen (Fig. 22 **A**).

En sprettoppmelding åpnes og ber om bekreftelse av handlingen (Fig. 23).



**Fig. 23**

- Klikk på **Ja**-knappen for å fortsette med utskrivingen av pasienten.

Denne handlingen åpner vinduet med pasientens opplysninger (Fig. 24 – i motsetningen til vinduet vist på Fig. 16, hvor du kan endre dato og klokkeslett for utskrivingen).

**REDIGER PASIENT**

|                     |                        |           |
|---------------------|------------------------|-----------|
| Etternavn           | Fornavn                | Initialer |
| Patient 5           | Ellen                  |           |
| Pasientkode         | Fødselsdato            | Kjønn     |
| 20000005            | 03/09/1987             | K         |
| Notater             |                        |           |
|                     |                        |           |
| Innleggesdato - tid | Utskrivelsesdato - tid |           |
| 27/12/2017 10:24:32 | 16/01/2018 16:58:29    |           |
| Innleggeskode       | Høyde [cm]             | Vekt [kg] |
| 20000005#1          | 172                    | 57        |

✓ OK ✗ AVBRYT

**Fig. 24**

- Klikk på **Ok**-knappen for å avslutte utskrivingen (Fig. 24 **A**)

### 1.7.7. Slett

**Slett**-knappen gjør det mulig å slette alle opplysninger om en pasient fra databasen.

For å slette pasientens opplysninger:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.


Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 25).



**Fig. 25**

- Klikk på **Slett**-knappen (Fig. 25 **A**).

En sprettoppmelding åpnes og ber om bekreftelse (Fig. 26).



**Fig. 26**

- Klikk på **Ja**-knappen for å fortsette med slettingen.



Når en pasient har blitt slettet, er det ikke lenger tilgang til noe dokument vedrørende han/henne i Produkt. Denne handlingen må derfor utføres med den største varsomhet. Kun brukere med spesifikke rettigheter kan slette en pasient.

## 1.7.8. Rediger

**Rediger**-knappen gjør det mulig å redigere opplysningene til en valgt pasient.

For å redigere pasientens opplysninger:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 27).



**Fig. 27**

- Klikk på **Rediger**-knappen (Fig. 27 **A**).

Et vindu med pasientens opplysninger åpnes (Fig. 28).

**Fig. 28**

- Rediger pasientens opplysninger.
- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte (Fig. 28 **A**).

### 1.7.9. Velg bort pasient

**Ingen**-knappen (Fig. 29) gjør det mulig å velge bort valgt pasient (hvis navn er vist i PASIENT-knappen).



**Fig. 29**

For å velge bort en pasient:

- Klikk på **Ingen**-knappen (Fig. 29).

Pasientens navn forsvinner fra **Pasient**-knappen.

### 1.7.10. Lukk

**Lukk**-knappen (Fig. 30) gjør det mulig å lukke søkeskjermbildet.



**Fig. 30**

For å lukke skjermbildet for pasientsøk:

- Klikk på **Lukk**-knappen på skjermen (Fig. 30).