



Control Bar Web Manual de utilizare

Versiunea 1.0

2023-11-22

Conținut

1. Control Bar Web.....	3
1.1 Lansarea Control Bar Web.....	3
1.2 Autentificare utilizator	4
1.3 Zona de lucru	5
1.3.1 Selectarea unui modul	6
1.4 Control Bar.....	6
1.5 Meniul principal	7
1.5.1 Schimbare parolă.....	8
1.5.2 Raportarea problemelor utilizatorilor.....	9

1. Control Bar Web



Pentru informații despre mediul produsului, precauții, avertismente și utilizarea prevăzută, consultați USR ENG Digistat Care și/sau USR ENG Digistat Docs (în funcție de modulele instalate - pentru Digistat Suite EU) sau USR ENG Digistat Suite NA (pentru Digistat Suite NA). Cunoașterea și înțelegerea documentului corespunzător sunt obligatorii pentru utilizarea corectă și sigură a Control Bar Web, descrisă în acest document.

1.1 Lansarea Control Bar Web

Pentru a lansa Control Bar Web:

- Introduceți adresa respectivă în bara de adrese a browserului.

Se deschide următoarea pagină:

The screenshot shows a web application interface for 'USR ENG Digistat'. On the left is a dark blue vertical sidebar. The main content area is white and features a login form. At the top of the main area is the word 'login' in a dark font. Below it are two input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom of the form is a dark blue button labeled 'login'. The top of the page has a light gray header bar. On the left of this bar is the 'DIGISTAT' logo. On the right is the time '12:43' and the date '24 Iug 2023'. On the far right of the header bar is a small circular icon with an 'i' inside.

Fig 1

1.2 Autentificare utilizator

Autentificarea utilizatorului este necesară pentru a activa funcțiile sistemului.

login

A

B

C

Fig 2

Pentru autentificare:

- Introduceți numele dvs. de utilizator în câmpul "Nume utilizator" (Fig 2 **A**).
- Introduceți parola în câmpul "Parolă" (Fig 2 **B**).
- Faceți clic pe butonul **Login** (Fig 2 **C**).

În acest fel, utilizatorul este autentificat.



Numele de utilizator și parola sunt atribuite de către administratorul de sistem. Dacă nu aveți un nume de utilizator și o parolă, nu sunteți autorizat să utilizați Produsul.

După accesarea sistemului, pe butonul **Utilizator** de pe bara de comandă (Control Bar) este afișat un acronim corespunzător utilizatorului logat (acronimul este ADMIN în Fig 3 **A**).



Fig 3



Utilizatorul ale cărui acreditări sunt afișate pe butonul "Utilizator" este responsabil pentru toate acțiunile realizate cu Produsul. Este recomandat să vă deconectați înainte de a părăsi stația de lucru a Produsului pentru a evita utilizarea necorespunzătoare a sistemului.

Pentru a vă deconecta, faceți clic pe butonul **Utilizator** în timpul sesiunii de lucru. Se deschide următorul meniu (Fig 4).




Fig 4

- Faceți clic pe **DECONNECTARE** (Fig 4 **A**).

Este necesară confirmarea utilizatorului. După confirmare, utilizatorul este deconectat. Pentru a vă autentifica din nou, faceți din nou clic pe butonul **Utilizator**. Ecranul prezentat în Fig 2 va fi afișat din nou.

1.3 Zona de lucru

După autentificarea utilizatorului, pictogramele corespunzătoare modulelor Digistat Web disponibile sunt afișate pe bara laterală (Fig 5 **A**). Zona de lucru (Fig 5 **B**) afișează ecranele și funcțiile modulului selectat pe bara laterală.



Fig 5

Control Bar (Fig 5 **C**) este descrisă în secțiuni 1.4 și următoarele. Modulul selectat în prezent este evidențiat.

1.3.1 Selectarea unui modul

Pentru a selecta un modul:

- Faceți clic pe pictograma corespunzătoare din bara laterală.

Pictograma va fi evidențiată, iar funcțiile modulului vor fi afișate în zona de lucru.




Fig 6

1.4 Control Bar

Control Bar care apare în partea superioară a ecranului este comună tuturor modulelor. Principalele sale caracteristici sunt enumerate mai jos.



Fig 7

- Butonul **Meniu** (Fig 7 **A**) deschide meniul principal Control Bar Web. Vezi Secțiunea 1.5.
- **Butonul Pacient** (Fig 7**B**) afișează, după selectarea pacientului, numele pacientului și datele principale. Dacă pacientul este internat, atunci este afișat numărul patului. Posibilele pictograme plasate alături de datele pacientului sunt comenzi rapide personalizabile care fac posibilă accesarea unor informații specifice configurate. În cazul în care alături de numele pacientului este afișată o pictogramă de tip lacăt -  -, înseamnă că anumite funcții nu sunt disponibile pentru pacientul respectiv.
- Zona indicată în Fig 7 **C** poate fi utilizată pentru a semnala că există notificări pentru utilizator.
- Butonul utilizatorului oferă acces la funcțiile de autentificare/ieșire și de modificare a parolei (Fig 7**D**).
- Indicarea datei - orei (Fig 7 **E**).
- Utilizați butonul **Asistență** (Fig 7 **F**) pentru a accesa asistență online.
- Faceți clic pe  pictograma (Fig 7**G**) pentru a crea un raport privind o problemă care va fi trimis la asistență tehnică pentru asistență. Vezi secțiunea 1.5.2.

1.5 Meniul principal

Butonul **Meniu** (Fig 7A) **deschide următorul** meniu (Fig 8).




Fig 8

Butonul **Despre** afișează o fereastră care conține informații despre versiunea Digistat Suite instalată și licențele aferente (consultați documentația specifică pentru mai multe informații).

Etichetarea propriu-zisă a produsului este caseta Despre afișată pe stațiile de lucru ale clienților, pe dispozitivele mobile și pe modulele web în care este instalat Digistat Suite.

Butonul **Instrumente de depanare** este rezervat administratorilor de sistem.

1.5.1 Schimbare parolă

Pentru a schimba parola utilizatorului:

- Faceți clic pe butonul **Utilizator** din Control Bar (Fig 9 **A**).




Fig 9

- Se deschide următorul meniu (Fig 10).




Fig 10

- Faceți clic pe **Schimbare parolă** (Fig 10 **A**). Se deschide următorul ecran (Fig 11).

CHANGE PASSWORD

Fig 11

- Introduceți parola curentă în câmpul "Parolă VECHE" (Fig 11 **A**)
- Introduceți parola nouă în câmpul "Parolă nouă" (Fig 11 **B**).
- Introduceți din nou parola nouă în câmpul "Confirmați parola nouă" (Fig 11 **C**).
- Faceți clic pe **Salvare** (Fig 11 **D**).

1.5.2 Raportarea problemelor utilizatorilor

Dacă este prezentă,  pictograma de pe Control Bar (Fig 12 **A**) permite crearea unui raport "problemă" și, în caz de necesitate, obținerea asistenței tehnice.




Fig 12



*Prezența pictogramei depinde de opțiunea de sistem EnableUserIssueReporting.
Pentru mai multe informații, consultați administratorii de sistem.*

Pentru a face acest lucru:

- Faceți clic pe pictograma  (Fig 12 **A**). Se deschide următoarea fereastră (Fig 13).

Fig 13

- Introduceți o descriere a problemei în câmpul "Descriere" (Fig 13 **A**).
- Faceți clic pe **Trimitere** (Fig 13 **B**).

Se furnizează o confirmare, inclusiv un număr de identificare a problemei.