



Patient Explorer

Manual de utilizare

Version 6.0

2023-09-12

Contents

1. Patient Explorer	3
1.1. Accesarea modului Patient Explorer	3
1.2. Pacienții internați	4
1.2.1. Arhivarea datelor pacienților	5
1.3. Căutarea pacienților.....	5
1.3.1. Căutare locală	6
1.3.2. Căutare de la distanță.....	7
1.4. Interogări personalizate	9
1.4.1. Pacienți din ADT (Admission, Discharge, Transfer)	9
1.4.2. Pacienți „În Transfer”	10
1.5. Internare pacient anonim.....	12
1.6. Reconciliere (locală și de la distanță)	13
1.7. Bara de comandă	13
1.7.1. Selectarea pacienților	14
1.7.2. Nou/Internează pacient	15
1.7.3. Editare pacient	15
1.7.4. Mută.....	16
1.7.5. Internare.....	17
1.7.6. Externare	18
1.7.7. Șterge	19
1.7.8. Editare.....	20
1.7.9. Deselectați pacientul.....	21
1.7.10. Închide	21

1. Patient Explorer



Pentru informații despre mediul produsului, precauții, avertismente și utilizarea prevăzută, consultați USR ROU Digistat Care și/sau USR ROU Digistat Docs (în funcție de modulele instalate - pentru Digistat Suite EU) sau USR ENG Digistat Suite NA (pentru Digistat Suite NA). Cunoașterea și înțelegerea documentului corespunzător sunt obligatorii pentru o utilizare corectă și sigură a produsului Patient Explorer, descris în prezentul document.

Modulul Patient Explorer permite administrarea bazei de date a pacienților din unul sau mai multe spitale, într-o manieră simplă și personalizată.

Principalele date ale pacientului pot fi accesate rapid, afișate, editate și, atunci când este necesar, inserate automat într-un document/modul selectat în conformitate cu un flux de lucru configurat.



Patient Explorer poate fi personalizat pe scară largă. Fluxurile de lucru și procedurile se modifică în funcție de configurația aleasă de organizația medicală.

Prin urmare, ecranele afișate de sistemul în uz pot fi diferite de cele descrise în acest manual. Acest manual descrie, ca exemplu, o configurație standard.

1.1. Accesarea modulului Patient Explorer

Pentru a accesa Patient Explorer:

- Faceți clic pe butonul **Pacient** în Control Bar.



Fig 1

Se afișează un ecran care prezintă pacienții internați într-o anumită secție (similar cu cel prezentat în Fig 2).

1.2. Pacienții internați

Ecranul afișat în Fig 2 prezintă toți pacienții care sunt internați într-o secție (de exemplu, o secție de terapie intensivă).

PACIENȚI INTERNAȚI	1	Jack White	9	Frances Gardner
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	2	John Smith	10	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	3	John Brown	11	Patient 49
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	01/04/2020 13:41
	4	John Doe	12	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
PACIENȚI CĂUTARE	5	Lenny Malmsteen	13	Jean Osburne
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	6	Bruce Satriani	14	Mary Black
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	7	Patti Zappa	15	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	8	Frank White	16	
	ICU	22/01/2020 09:15	ICU	



Fig 2

Butoanele numerotate reprezintă paturi (Fig 3).

4	John Doe
ICU	08/11/2016 17:05

Fig 3

Pe fiecare buton de pat sunt afișate următoarele informații (de la stânga):

- Numărul patului și numele secției.
- Numele pacientului care ocupă patul respectiv.
- Data și ora internării (sub numele pacientului).

Pentru a selecta un pacient și pentru a afișa datele sale:

- Faceți clic pe butonul de pat.

Pacientul este selectat. Numele său este afișat pe butonul **PACIENT** din „Bara de comenzi” (Fig 4).

ROSE, PATIENT 4	♀	Age 30 years Code 20000004	Day 28
--------------------	---	-------------------------------	--------

Fig 4

1.2.1. Arhivarea datelor pacienților

În funcție de configurație, pentru a economisi spațiu pe disc, datele pacienților pot fi arhivate după trecerea unui număr configurabil de zile. În cazul pacienților „arhivați”, recuperarea datelor poate dura. Prin urmare, la selectarea unui pacient „arhivat”, se afișează o fereastră pop-up care vă avertizează că datele pacientului trebuie recuperate din arhivă și că acest lucru ar putea dura câteva minute.

- Faceți clic pe **Yes** (Da) în fereastra pop-up pentru a continua.

Puteți continua să utilizați Digistat pentru alți pacienți în timp ce procedura de recuperare se execută în fundal.

Când procedura este finalizată, se afișează o casetă de dialog care notifică faptul că selectarea pacientului este acum posibilă.



Recuperarea datelor pacienților poate dura o perioadă de timp nedeterminată, în funcție de dimensiunea datelor pacienților și de cerințele tehnice.

1.3. Căutarea pacienților

Butoanele din colțul din stânga sus al ecranului (indicat cu Fig 5 A) fac posibilă selectarea listei cu pacienții internați sau a funcției de căutare a pacienților.

Dacă faceți clic pe butonul **PACIENȚI INTERNAȚI**, se afișează ecranul descris în secțiunea precedentă.

Dacă faceți clic pe butonul **CĂUTARE PACIENȚI**, se activează ecranul și funcțiile descrise în secțiunea de mai jos (funcția **CĂUTARE PACIENȚI**). În acest caz, se afișează ecranul prezentat în Fig 5.

A
PACIENȚI
INTERNAȚI

PACIENȚI
CĂUTARE

Prenume		Nume		CAUTARE
Data nașterii	/ /	Sex		
Cod pacient				
Locație				



Fig 5

Există două posibilități de căutare, în funcție de butonul selectat din bara de comenzi (Fig 5 B):

1. **CĂUTARE LOCALĂ**, face posibilă căutarea pacienților în domeniul local.
2. **CĂUTARE DE LA DISTANȚĂ**, face posibilă căutarea de la distanță (de exemplu: toți pacienții din arhiva pacienților din spital).

RECONCILIARE (LOCALĂ și DE LA DISTANȚĂ - Fig 5 C) face posibilă reconcilierea datelor pacienților necunoscuți/temporari creați pe aplicația mobilă Identity cu datele efective ale pacientului inserate în arhivele pacienților din spital. **RECONCILIARE LOCALĂ** caută în baza de date Digistat. **RECONCILIARE DE LA DISTANȚĂ** caută în ADT spitalul.

Butonul **ANONIM** (Fig 5 D) admite un pacient anonim (adică toate datele pacientului sunt necunoscute) într-unul dintre paturile din domeniu.



CĂUTAREA DE LA DISTANȚĂ și RECONCILIAREA DE LA DISTANȚĂ sunt disponibile numai dacă este implementată conexiunea corespunzătoare între Digistat Suite și arhivele aflate la distanță.

1.3.1. Căutare locală

Câmpurile de căutare din zona superioară permit specificarea informațiilor relevante pentru pacient.

Prenom: Nume:
 Data nașterii: / / Sex: Cod pacient:
 Locație:

CĂUTARE
 GOLIRE

Prenom	Nume	Sex	Data nașterii	Cod pacient	Data internării	Codul de internare
John	Doe	K	06/02/1978	TMP47		
Gardner	Frances	F	01/01/1959	099999	08/11/2016	A0999
White	Frank	I	12/01/1966	45634	22/01/2020	
White	Jack	M	01/01/1951	35246	08/11/2016	A0111
Osburne	Jean	F	01/01/1963	131313	08/11/2016	A1313
Brown	John	M	01/01/1953	35427	08/11/2016	A0333

Fig 6

Pentru a căuta un pacient:

- Introduceți datele pacientului pe care îl căutați într-unul sau în mai multe câmpuri (Fig 6 A).
- Faceți clic pe butonul **Căutare** (Fig 6 B).

Zona centrală afișează lista tuturor pacienților ale căror date se potrivesc cu cele specificate sub forma unui tabel. (Fig 6 C).

Dacă se selectează **Locație** și este specificată o locație reală, căutarea se efectuează în rândul pacienților deja internați în locația selectată.


- Faceți dublu clic pe rândul corespunzător unui pacient pentru a-l selecta.
- Faceți clic pe **GOLIRE** pentru a șterge filtrele de căutare.

1.3.2. Căutare de la distanță


Dacă se selectează **CĂUTARE DE LA DISTANȚĂ**, căutarea se efectuează în rândul tuturor pacienților existenți în arhivele conectate aflate la distanță.

- Faceți clic pe **CĂUTARE DE LA DISTANȚĂ**.

Se afișează ecranul „CĂUTARE DE LA DISTANȚĂ” (Fig 7).



The interface shows a sidebar with two buttons: "PACIENȚI INTERNAȚI" (highlighted with a red circle 'A') and "PACIENȚI CĂUTARE". The main area contains search fields for "Prenume", "Nume", "Data nașterii" (with a date picker), "Sex", and "Cod pacient". A red circle 'B' highlights the "CĂUTARE" button. Below the search fields are "GOLIRE" and "CĂUTARE" buttons. A red circle 'C' is positioned below the sidebar buttons.



A horizontal row of five tabs: "CĂUTARE LOCALĂ", "CĂUTARE DE LA DISTANȚĂ" (highlighted in blue), "ANONIM", "RECONCILIARE LOCALĂ", and "RECONCILIARE DE LA DISTANȚĂ".

Fig 7


Pentru a căuta un pacient:

- Introduceți datele cunoscute despre pacient în câmpurile de căutare (Fig 7 A).
- Faceți clic pe **CĂUTARE** (Fig 7 B).

Se afișează lista rezultatelor (Fig 7 C).

- Faceți dublu clic pe rândul care corespunde pacientului dorit.

Se afișează fereastra „NOU/INTERNEAZĂ PACIENT” (Fig 8).



The form is titled "NOU/INTERNEAZĂ PACIENT" with a close button (X). It contains several sections:

- Personal Information:** Fields for "Nume de familie" (John), "Prenume" (Doe), "Inițiale", "Cod pacient" (42231), "Data nașterii" (18/08/1987), and "Sex".
- Note:** A large text area for notes, highlighted with a red circle 'A'.
- Admission/Discharge:** Fields for "Data Internării - timp" (01/07/2020, 12:32:46) and "Data Externării - timp".
- Physical Data:** Fields for "Codul de internare", "Înălțime (cm)", and "Greutate [kg]".
- Location/Bed:** Fields for "Locație" (ICU) and "Pat" (6).
- Buttons:** "OK" and "ANULARE" buttons at the bottom.

Fig 8

- Verificați/editați datele despre pacient (Fig 8 **A**) și faceți clic pe **OK**.

Pacientul este, astfel, internat. Numele său este afișat pe butonul de pat specificat în ecranul „PACIENȚI INTERNAȚI” (Fig 2).

1.4. Interogări personalizate

Butoanele care sunt prezente pe bara de comenzi indicată în Fig 9 **A** pot fi personalizate pentru a iniția interogări specifice în bazele de date disponibile. Aici sunt descrise două exemple: „Pacienți proveniți din ADT” și „Pacienți în transfer”.

PATIENTS
ADMITTED

PATIENTS
SEARCH

First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code
Doe	John	M	23/01/1971	43563
Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

IN BED

IN TRANSFER

Fig 9

1.4.1. Pacienți din ADT (Admission, Discharge, Transfer)

Dacă o componentă software specifică este instalată pe server, sistemul **Smart Central** poate achiziționa datele pacientului din departamentul ADT (**A**dmission/**D**ischarge/**T**ransfer - Internări, Externări, Transferuri) al structurii de servicii medicale.

Dacă sistemul este configurat astfel și dacă informațiile cu privire la pat sunt furnizate, atunci pacientul poate fi internat direct pe patul respectiv de către departamentul ADT. În acest caz, personalul din secție va vizualiza în mod automat noii pacienți în lista pacienților internați.

În caz contrar, pacienții atribuiți departamentului de către departamentul ADT vor fi afișați pe un ecran specific, sub forma unei liste. Pentru a accesa acest ecran:

- Faceți clic pe butonul ADT din bara de comandă (dacă există).

Pacienții atribuiți de către IET sunt enumerați în zona centrală a ecranului, sub forma unei liste.

Pentru fiecare pacient sunt furnizate următoarele informații:

- Prenume
- Nume
- Sex
- Data nașterii
- Codul pacientului

Pentru a selecta un pacient

- Faceți dublu clic pe rândul care corespunde pacientului

Pe ecran va fi afișată fereastra **Nou/Internează pacient**, care conține datele disponibile ale pacientului (Fig 10).

NOU/INTERNEAZĂ PACIENT

Nume de familie: **John** Prenume: **Doe** Inițiale:

Cod pacient: **42231** Data nașterii: **18/08/1987** Sex:

Note:

Data Internării - timp: **01/07/2020** **12:32:46** Data Externării - timp:

Codul de internare: Înălțime (cm): Greutate [kg]:

Locație: **ICU** Pat: **6**

✓ OK ✗ ANULARE

Fig 10

- Verificați/editați datele despre pacient (Fig 8 A) și faceți clic pe **OK**.

Pacientul este, astfel, internat. Numele său este afișat pe butonul de pat specificat în ecranul „PACIENȚI INTERNAȚI” (Fig 2).

1.4.2. Pacienți „În Transfer”

Pacienții "în transfer" sunt, în unele structuri de sănătate, pacienți care au fost deja preluați de unitățile spitalicești încadrate în stația de lucru în uz (adică pacienți cu internare deschisă) pentru care încă nu a fost alocat un pat. Există posibilitatea configurării unui buton de interogare (Fig 11 A) pentru a afișa lista pacienților „În transfer”.

First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code
Doe	John	M	23/01/1971	43563
Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

PATIENTS
ADMITTED

PATIENTS
SEARCH

IN BED

IN TRANSFER

Fig 11

Fiecare rând reprezintă un pacient, afișând numele, prenumele, sexul, data nașterii și codul pacientului.

- Faceți dublu clic pe rândul corespunzător pacientului pentru a le atribui un pat.

Se deschide următoarea fereastră (Fig 12).

NEW/ADMIT PATIENT

Family Name

Patient

Given Name

Rose

Initials

Patient Code

56473

Birth Date

15/03/1967

Sex

F

Notes

Admission Date - time

31/10/2019

Discharge Date - time

10:00:48

Admission Code

675534

Height [cm]

Weight [kg]

Location

ICU

Bed

1

OK

CANCEL

Fig 12

- Specificați locația de destinație (departamentul) și Patul indicate în Fig 12.
- Faceți clic pe OK.

Pacientul este acum alocat unei anumite locații și unui pat, iar numele acestuia este afișat pe butonul corespunzător al patului (Fig 3).

1.5. Internare pacient anonim



Fig 13

Ecranul „Pacient Anonim” permite internarea unui pacient ale cărui date nu sunt încă disponibile. Pentru a accesa această funcție

- Faceți clic pe butonul **Anonim** de pe bara de comenzi (Fig 13 **A**).

Se afișează un ecran care prezintă toate paturile goale din secție (Fig 13 **B**).

Pentru a interna un pacient anonim pe un pat.

- Faceți dublu clic pe rândul aferent patului dorit.

Este necesară confirmarea utilizatorului.

- Faceți clic pe **da** pentru a interna pacientul.

Se va atribui automat un nume temporar (de exemplu: Pacientul 10).

Datele pacientului pot fi actualizate ulterior folosind funcția Editare pacient (a se vedea secțiunea 1.7.3).

1.6. Reconciliere (locală și de la distanță)



Această procedură este relevantă numai în cazul în care se utilizează aplicația Identity Mobile.

Această procedură face posibilă reconcilierea datelor pacienților necunoscuți/temporari creați pe aplicația mobilă Identity cu datele pacienților reali inserate în arhivele pacienților din spital. **RECONCILIERE LOCALĂ** efectuează o căutare în baza de date. **RECONCILIERE DE LA DISTANȚĂ** efectuează o căutare în ADT-ul spitalului.

- Selectați pacientul necunoscut/temporar alocat în prezent în pat (Fig 2).
- Faceți clic pe butonul **Reconciliere** de pe bara de comenzi.

Se va deschide un ecran de căutare.

- Căutați pacientul ale cărui date sunt cele reale pentru pacientul necunoscut/temporar. Utilizați funcția de căutare, după cum se descrie în paragraful precedent.
- Faceți dublu clic pe rândul cu informațiile corecte pentru pacientul temporar.

Se va afișa o notificare care întreabă dacă datele pacientului ales vor suprascrie datele pacientului temporar.

- Faceți clic pe **Da** pentru a suprascrie datele.

Datele despre pacient sunt acum reconciliate. Datele pacientului necunoscut/temporar au fost înlocuite cu datele corecte, iar butonul patului este actualizat pentru a afișa noile informații.

1.7. Bara de comandă

Bara de comandă (Fig 14) conține butoane care permit efectuarea de diverse acțiuni.



Fig 14

- 1) Butonul **Nou/Internează pacient** (Fig 14 A) - Acest buton permite introducerea unui nou pacient în baza de date și internarea acestuia pe un pat (consultați paragraful 1.7.2 pentru procedura detaliată).
- 2) Butonul **Editare pacient** (Fig 14 B) - Acest buton face posibilă editarea datelor pacientului (consultați paragraful 1.7.3).
- 3) Butonul **Imprimare** (Fig 14 C) - Acest buton, dacă este activat, permite imprimarea grilei afișate pe ecran.
- 4) Butonul **Export** (Fig 14 D) - Acest buton, dacă este activat, permite efectuarea exportului datelor curente într-un fișier XLS.
- 5) Butonul **Selectare** (Fig 14 E) - Acest buton vă permite să selectați un pacient.
- 6) Butonul **Niciunul** (Fig 14 F) - Acest buton face posibilă deselectarea unui pacient când acesta este selectat. După ce faceți clic pe **Niciunul**, numele pacientului selectat anterior dispare de pe butonul **Pacient** (consultați paragraful 1.7.9).

- 7) Butonul **Închidere** (Fig 14 **G**) - cu ajutorul acestui buton puteți ecranul de căutare (consultați paragraful 1.7.10).

1.7.1. Selectarea pacienților

În Digistat Suite, pacientul selectat este cel al cărui nume este afișat pe butonul **PACIENT** de pe Bara de comenzi (Fig 15).



Fig 15

Un pacient poate fi selectat în diferite moduri specifice modulului, în funcție de fluxurile de lucru utilizate. Procedurile de selecție posibile în modulul Patient Explorer sunt:

- 1) Faceți clic pe butonul de pat al unui pacient (Fig 3).
- 2) Faceți dublu clic pe rândul care conține datele pacientului (de exemplu, după o procedură de căutare a pacientului - Fig 7 **C**).
- 3) Faceți clic pe rândul care conține datele pacientului pentru a le evidenția și apoi faceți clic pe **Selectare** din bara de comenzi (Fig 14 **E**).

1.7.2. Nou/Internează pacient

Butonul **Nou/Internează pacient** (Fig 16) face posibilă introducerea unui nou pacient în baza de date și internarea acestuia pe un pat.



Fig 16

Pentru a introduce un nou pacient:

- Faceți clic pe butonul **Nou/Internează pacient**.

Se va deschide fereastra de mai jos (Fig 17).

NOU/INTERNEAZĂ PACIENT

Nume de familie Prenume Inițiale

Cod pacient Data nașterii Sex

Note

Data Internării - timp Data Externării - timp

Codul de internare Înălțime (cm) Greutate [kg]

Locație Pat

OK ANULARE

Fig 17

- Introduceți datele noului pacient. Completarea câmpurilor evidențiate cu roz este obligatorie
- Faceți clic pe **Ok** pentru a confirma

Noul pacient este înregistrat în baza de date și internat pe patul/în departamentul specificat în câmpurile „Locație” și „Pat” (Fig 17).

1.7.3. Editare pacient

Butonul **Editare pacient** (Fig 18) permite editarea datelor pacientului selectat.



Fig 18

Rețineți că acest buton poate fi utilizat numai dacă pacientul este selectat. Numele trebuie să apară pe butonul **Pacient** al Barei de control (Fig 19).

Operațiunile de „editare” efectuate vor viza întotdeauna pacientul al cărui nume apare pe butonul **Pacient** (Fig 19).




Fig 19

Pentru a edita datele pacientului:

- Selectați pacientul ale cărui date trebuie să fie editate
- Faceți clic pe butonul **Editare pacient**

Se va deschide un meniu care conține diferite opțiuni (Fig 20).



Fig 20

Fiecare dintre aceste opțiuni permite efectuarea unei operațiuni diferite. Funcțiile diferitelor butoane ale meniului sunt descrise în secțiunile următoare.

1.7.4. Mută

Butonul **Mută** (Fig 20 **A**) face posibilă înregistrarea transferului pacientului selectat pe un alt pat și/sau într-o altă locație.

Pentru a transfera un pacient:

- Selectați pacientul

Numele pacientului selectat este afișat pe butonul **Pacient** .

- Faceți clic pe butonul **Editare pacient**

Se va deschide un meniu vertical care conține diverse opțiuni (Fig 20).

- Faceți clic pe butonul **Mută** (Fig 20 **A**)

Se va deschide fereastra de mai jos (Fig 21).




Fig 21

- Utilizați butoanele cu săgeți (Fig 21 **A**) pentru a selecta patul la care va fi transferat pacientul

Butonul din partea superioară deschide o listă cu toate locațiile disponibile.

Butonul din partea inferioară deschide o listă cu toate paturile disponibile din locația selectată.

Dacă numele unui pacient apare alături de numărul patului înseamnă că patul este deja ocupat.

- Faceți clic pe **Ok** pentru a confirma

Dacă este selectat un pat ocupat și ați făcut clic pe butonul **Ok**, pe ecran va apărea un mesaj pop-up, prin care veți fi întrebat dacă doriți să schimbați între ei pacienții care ocupă cele două paturi.




Fig 22

1.7.5. Internare

Butonul **Internare** permite internarea unui pacient selectat într-un anumită Locație/Pat.

Pentru a interna un pacient:

- Selectați pacientul.

Numele pacientului selectat este afișat pe butonul **PACIENT**.

- Faceți clic pe butonul **Editare**.

Se deschide meniul afișat în Fig 20.

- Faceți clic pe butonul **Internare** (Fig 20 **B**).

Se deschide fereastra afișată în Fig 21, care prezintă doar paturile disponibile.

- Utilizați meniurile derulante (Fig 21 **A**) pentru a selecta locația/patul de destinație.
- Faceți clic pe **Ok** pentru a confirma.

1.7.6. Externare

Cu ajutorul butonului **Externare** puteți înregistra externarea unui pacient.

Pentru a externa un pacient

- Selectați pacientul

Numele pacientului selectat este afișat pe butonul **Pacient**.

- Faceți clic pe butonul **Editare pacient**

Se va deschide un meniu vertical care conține diverse opțiuni (Fig 23).



Fig 23

- Faceți clic pe butonul **Externare** (Fig 23 **A**)

Pe ecran va apărea un mesaj pop-up prin care vi se va solicita confirmarea operațiunii (Fig 24).




Fig 24

- Faceți clic pe butonul **Da** pentru a continua procedura de externare a pacientului

În urma acestei acțiuni se va deschide fereastra care conține datele pacientului (Fig 25 - spre deosebire de fereastra prezentată în Fig 17, în aceasta veți putea modifica data și ora externării).

Fig 25

- Faceți clic pe butonul **Ok** pentru a finaliza procedura de externare (Fig 25 A)

1.7.7. Șterge

Butonul **Șterge** vă permite să ștergeți toate datele unui pacient din baza de date.

Pentru a șterge datele unui pacient:

- Selectați pacientul

Numele pacientului selectat este afișat pe butonul **Pacient**.

- Faceți clic pe butonul **Editare pacient**

Se va deschide un meniu vertical care conține diverse opțiuni (Fig 26).



Fig 26

- Faceți clic pe butonul **Șterge** (Fig 26 A)

Pe ecran va fi afișat un mesaj pop-up prin care vi se va solicita confirmarea (Fig 27).




Fig 27

- Faceți clic pe butonul **Da** pentru a continua procedura de ștergere



După ce pacientul a fost șters, nu mai puteți accesa niciun document despre acesta care a fost achiziționat prin intermediul de Produx.

Prin urmare, vă recomandăm să procedați cu maximă precauție atunci când efectuați această operațiune.

Numai utilizatorii care au permisiuni specifice pot șterge un pacient.

1.7.8. Editare

Butonul **Editare** permite editarea datelor pacientului selectat.

Pentru a edita datele unui pacient:

- Selectați pacientul

Numele pacientului selectat este afișat pe butonul **Pacient**.

- Faceți clic pe butonul **Editare pacient**

Se va deschide un meniu vertical care conține diverse opțiuni (Fig 28).



Fig 28

- Faceți clic pe butonul **Editare** (Fig 28 A)

Se va deschide o fereastră care conține datele pacientului (Fig 29).

EDITARE PACIENT

Nume de familie: [] Prenume: **John** Inițiale: []

Cod pacient: **150247-8527** Data nașterii: **15/02/1947** Sex: **M**

Note: []

Data Internării - timp: **06/06/2017** **15:07:55** Data Externării - timp: []

Codul de internare: **20000004#1** Înălțime (cm): **165,00** Greutate (kg): **55,000**

✓ OK ✗ ANULARE

Fig 29

- Editarea datelor pacientului
- Faceți clic pe **Ok** pentru a confirma (Fig 29 A).

1.7.9. Deselectați pacientul

Butonul **Niciunul** (Fig 30) permite deselectarea pacientului selectat (al cărui nume este afișat pe butonul PACIENT).



Fig 30

Pentru a deselecta un pacient:

- Faceți clic pe butonul **Niciunul** (Fig 30)

Numele pacientului nu va mai fi afișat pe butonul **Pacient**

1.7.10. Închide

Butonul **Închide** (Fig 31) permite închiderea ecranului de căutare.



Fig 31

Pentru a închide ecranul de căutare a pacientului:

- Faceți clic pe butonul **Închide** de pe ecran (Fig 31)