

Control Bar Web Felhasználói kézikönyv

1.0-s verzió

2022-09-06

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Olaszország Tel.: (+39) 055 0512161 – Fax: (+39) 055 829030 <u>www.ascom.com</u>

Tartalomjegyzék

1. Control Bar Web	3
1.1 A Control Bar Web indítása	
1.2 Felhasználói bejelentkezés	3
1.3 A termék munkaterülete	5
1.3.1 Egy modul kiválasztása	6
1.4 Vezérlősáv	7
1.5 Főmenü	8
1.5.1 Jelszó módosítása	9

1. Control Bar Web



A termék környezetére, az óvintézkedésekre, figyelmeztetésekre és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó információkért lásd: USR HUN Digistat Docs (a Digistat Suite EU esetében) vagy USR ENG Digistat Suite NA (a Digistat Suite NA esetében). A jelen dokumentumban ismertetett Control Bar megfelelő és biztonságos használatához elengedhetetlen a megfelelő dokumentum ismerete és megértése.

1.1 A Control Bar Web indítása

A Control Bar Web indítása

Írja be az adott címet a böngésző címsorába.

Ekkor a következő oldal nyílik meg



1.2 Felhasználói bejelentkezés

A rendszer funkcióinak engedélyezéséhez a felhasználó bejelentkezése szükséges. Bejelentkezés

> Kattintson/érintse meg az 1 ábra A val jelölt felhasználói gombra/gombot.

Ekkor a következő képernyő jelenik meg

USEI			
	(A) username (B) password		
USER LOGIN		CANCEL	б

2. ábra

- Írja be a felhasználónevét a "Felhasználónév" mezőbe (2 ábra A)
- Írja be a jelszavát a "Jelszó" mezőbe (2 ábra B).
- Kattintson az OK gombra (2 ábra C).

Ezzel a felhasználó bejelentkezett. A művelet megszakítása:

Kattintson a MÉGSE gombra (2 ábra D)

A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda adja meg. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a Termék használatára.

A rendszerbe való belépés után a bejelentkezett felhasználónak megfelelő betűszó jelenik meg a vezérlősáv **Felhasználó** gombján (a 2 ábra **A** esetén ez a betűszó: ADM).

ADM GENERAL CENTRAL

3. ábra



Az a felhasználó, akinek a hitelesítő adatai megjelennek a Felhasználó gombon, felelős a Terméken végrehajtott összes műveletért. A rendszer nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja a termék munkaállomását.

A kijelentkezéshez kattintson a munkamenet közben a **Felhasználó** gombra. Ha erre a gombra kattint, a felhasználó kapcsolata megszakad, és a felhasználó mozaikszava eltűnik a gombról.

Az újbóli bejelentkezéshez kattintson ismét a **Felhasználó** gombra. A 2 ábra által bemutatott képernyő ismét megjelenik.

1.3 A termék munkaterülete

A munkaterületet a Control Bar Web határozza meg és zárja körül, amely a termék minden telepítésénél közös eszköz (4. ábra).

A Control Bar Web kezeli a telepített modulokat és rendszereket, a betegeket és a felhasználókat.

A Control Bar Web egy vízszintes parancssávból (4. ábra **A**), egy bal oldali függőleges kiválasztósávból ("Oldalsáv" – 4. ábra **B**) és egy középső munkaterületből áll. A rendelkezésre álló modulok különböző képernyői a munkaterületen (4. ábra **C**) jelennek meg.

	Parancssáv (A)			
🐼 DIGISTAT 🗮 Does, Johanna 🔿 Does,			() 11.45 22/01/2018	?
Oldalsáv				
	Munkaterület	Ø		~
4 abra				

A parancssávot (4. ábra A) az 1.4 és azt követő bekezdésekben ismertetjük.

Az oldalsávban az aktuálisan rendelkezésre álló modulok ikonjai jelennek meg. Lásd: 5. ábra.



Az aktuálisan kiválasztott modul ki van jelölve.

1.3.1 Egy modul kiválasztása

Egy modul kiválasztása:

> Kattintson a megfelelő ikonra az oldalsávon.

Ekkor az ikon kiemelten jelenik meg, és a modul funkciói megjelennek a munkaterületen.

A modul kiválasztása csak a felhasználó bejelentkezése után lehetséges.

1.4 Vezérlősáv

A képernyő felső részén megjelenő vezérlősáv közös az összes termékmodulnál. Főbb jellemzői az alábbiakban vannak felsorolva.



- A **Menü** gomb (6. ábra **A**) megnyit egy különböző menüpontokat megjelenítő oldalt. Lásd az 1.5 bekezdést.
- A **Beteg** gomb (6. ábra **B**) a beteg kiválasztása után megjeleníti a beteg nevét és a fő adatokat. Ha a beteg fel van véve, az ágy száma is megjelenik. A betegadatok mellett elhelyezett ikonok testre szabható parancsikonok, amelyek lehetővé teszik egyes specifikus, konfigurált adatok elérését.
- Kattintson a gombra a beteg további adatainak és fotójának megjelenítéséhez (ha vannak – 7. ábra).

PATIENT DETAILS	
	Family Name: Given Name: Patient Code: 090807 Sex: M Birthdate: Jun 16 2008 2:00AM Notes: Trauma case via ED

7. ábra

- A 6. ábrán **C**-vel jelölt terület arra használható, hogy jelezze, ha a felhasználó számára vannak értesítések.
- A felhasználói gomb hozzáférést biztosít a bejelentkezési/kijelentkezési funkciókhoz (6. ábra **D**).
- A tartomány típusának feltüntetése (6. ábra E teljesen testre szabható, például: központi, ágy melletti stb. ...).
- Dátum, idő kijelzése (6. ábra **F**).
- A **Súgó** gomb (6. ábra **G**) segítségével hozzáférhet az online felhasználói dokumentációhoz.

1.5 Főmenü

A Control Bar Weben elhelyezett **Menü** gomb (6. ábra **A**) megnyit egy több lehetőséget felsoroló oldalt (8. ábra).

MAIN MENU	
ද්ි Clinical	
ို်္ခို Configuration	
्र्र्ये Administration	>
년 _고 과 Modules	
Statistics	>
Reports	
🖉 CHANGE PASSWORD	
(i) About	
8 ábra	

A menü minden egyes gombja egy adott funkciókészletet ér el.

A következő gombokhoz kapcsolódó eljárások a rendszer konfigurálásával kapcsolatosak, ezért a rendszergazdáknak vannak fenntartva.

Klinikai

Konfiguráció

Adminisztráció

Modulok

Statisztikák

A(z) Reports gomb különböző előre konfigurált nyomtatási jelentések elérésére konfigurálható.

A(z) CHANGE PASSWORD gomb lehetővé teszi a felhasználói jelszó megváltoztatását. Lásd az 1.5.1 bekezdést.

A(z) About gombbal megnyílik egy ablak, amely a telepített termék verziójára, a kapcsolódó licencekre és a címkézési adatokra vonatkozó információkat tartalmazza.

1.5.1 Jelszó módosítása

A Control Bar Web főmenüjének **Change Password** (**Jelszó módosítása**) gombja (8. ábra) megnyit egy olyan oldalt, amely lehetővé teszi a rendszerbe jelenleg bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítását (9. ábra).

CHANGE PASSWORD	
Enter the OLD password	Ø
New password	
Re-enter new password	
CHANGE PASSWORD	CANCEL DO OK
9. ábra	

A felhasználói jelszó megváltoztatása:

- Írja be az aktuális jelszót az "Adja meg a RÉGI jelszót" (9. ábra A) mezőbe.
- Írja be az új jelszót az "Új jelszó" mezőbe (9. ábra B).
- Írja be újra az új jelszót az "Adja meg ismét az új jelszót" mezőbe (9. ábra C).
- Kattintson az OK gombra (9. ábra D).