


# **Ascom Ofelia**

Simplification de la gestion des alarmes et des flux de travail en Entreprise









#### Centraliser. Superviser. Mobiliser

Ascom Ofelia est une suite logicielle de gestion des alarmes et des flux de travail en entreprise. Son environnement graphique innovant incluant des plans véritablement interactifs de vos installations vous permet de gérer les réponses aux alarmes en cours, des équipements et la sécurité des personnes. Et son outil d'analyse statistique avancé autorise un contrôle permanent et des améliorations sur la sécurité et les activités en cours.

### Concevez votre propre plan d'action

La personnalisation est une caractéristique clé d'Ascom Ofelia. Quelle que soit la taille et/ou la complexité de vos installations et de vos processus, vous pouvez concevoir des scénarios de gestion des alertes qui correspondent aux règles et fonctionnement de votre organisation

# **Avantages**


- Environnement graphique HTML5 interactif ; facilite la localisation les événements critiques et adapter les réponses
- Entièrement interopérable avec des systèmes tiers via Modbus, OPC ; UA, ESPA, SIP et autres protocoles
- Renforcer l'autonomie des employés : les alertes sont directement envoyées vers leurs smartphones et/ou tablettes
- Temps de fonctionnement optimisé grâce à une architecture robuste et éprouvée
- Comprend un outil d'analyse statistique permettant d'analyser vos données et d'améliorer ainsi vos procédures internes
- Personnalisez vos propres flux de travail et règles de déclenchement d'alarmes.
- Configurez les notifications d'alarme avec jusqu'à cinq niveaux de priorité; chaque niveau ayant son propre code couleur



#### Ne pensez pas seulement à un incident critique. Visualisez-le...

Ascom Ofelia est synonyme de gestion intuitive et graphique des alarmes. Avec des plans véritablement interactifs de votre installation, vous pouvez facilement localiser le point d'origine d'une alerte et adapter les réponses à un événement critique en cours. La gestion du flux de travail est également facilitée grâce à un environnement graphique détaillé mais convivial.

Pré-requis Techniques	
Processeur	Quad-Core, 2 GHz minimum
Mémoire	8 GB ou supérieur (16GB recommandés)
HDD/Disque dur	SSD, 50 GB minimum d'espace libre
Connectivité	LAN, USB pour licence de type dongle (optionnel)
Système d'exploitation	Windows 10/11 Pro Windows Server 2016/2019/2022
Composants obligatoires	Microsoft SQL Server Express ou SQL Server 2017 Standard Edition au minimum, Erlang/OTP v24.2 minimum, RabbitMQ v3.10 minimum, pour la voix:.NET Framework 4.8 minimum



#### Éprouvé et fiable

La plate-forme Ofelia est utilisée par de nombreuses entreprises et clients qui lui font confiance.

Pour plus d'information :

FR.Communication@ascom.com

# Avec yous à tout moment

Lorsque vous choisissez Ofelia, vous disposez du support technique de l'organisation Ascom pendant la durée d'un an (garantie logicielle pouvant être prolongée annuellement en maintenance logicielle). Avec vous, nous pouvons personnaliser un programme adapté à votre établissement, votre entreprise, vos objectifs opérationnels et votre budget. Et bien sûr, nous proposons des formations pour vous aider à tirer le meilleur parti de la solution



# ascom

#### Ascom (France) S.A.

48 rue Carnot 92150 Suresnes France FR.Communication@ascom.com T:+33 1 47·69·64·64 www.ascom.com/fr

## A propos d'Ascom

Ascom est un fournisseur international en solutions de communication et de gestion des flux de travail mobiles dans le secteur de la santé. La vision d'Ascom : combler les déficits d'information numérique pour permettre une prise de décision optimale, partout et à tout moment. L'entreprise s'est donné pour mission de proposer des solutions de communication de première importance en temps quasi réel, taillées sur mesure pour les environnements ad hoc où mobilité et réactivité sont des facteurs essentiels. À partir de sa gamme de produits et de ses compétences en architecture logicielle, Ascom conçoit des solutions d'intégration et de mobilité qui génèrent des flux de travail fluides, complets et efficaces, pour le secteur de la santé comme pour l'industrie, la sécurité ou encore la grande distribution.

Ascom a son siège à Baar, en Suisse, est présent dans 18 pays et emploie environ 1 300 personnes dans le monde. Les actions nominatives d'Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange, à Zurich.