



Allarmi per aggressioni al personale

Una soluzione aziendale Ascom per la sicurezza
sul posto di lavoro



Verso un luogo di lavoro più sicuro

Proteggere i lavoratori dalla violenza è una sfida. Con gli allarmi per aggressioni al personale, disponi di una soluzione affidabile per segnalare e rispondere rapidamente agli allarmi e aiutare i lavoratori a sentirsi più sicuri e sicuri sul lavoro.



Necessità di protezione

La violenza fisica sul lavoro è un rischio quotidiano per molti, con 1 lavoratore su 4 a livello globale che subisce violenza o molestie sul luogo di lavoro¹. Di conseguenza, ridurre al minimo i rischi e massimizzare la sicurezza sul luogo di lavoro è fondamentale per:

- Ridurre gli infortuni, le malattie e i decessi
- Far sentire il personale meno minacciato e più sicuro
- Attrarre e trattenere il personale e ridurre il turnover
- Evitare le conseguenze operative e i costi derivanti dagli attacchi
- Prevenire violazioni illegali delle responsabilità in materia di salute e sicurezza

Soluzione di allarmi per aggressioni al personale

Quando il personale viene aggredito o si sente minacciato, ha la possibilità di attivare un allarme che avvisa in maniera rapida e automatica i soccorritori che devono recarsi sul posto. In tal modo è possibile bloccare un attacco, o addirittura impedire che si verifichi, e rendere i lavoratori consapevoli che l'aiuto è a portata di mano.



Caratteristiche chiave

La soluzione di allarmi per aggressioni al personale si basa su dispositivi mobili con funzioni di sicurezza integrate per il personale, come pulsanti antipanico, tecnologie di localizzazione in tempo reale, dashboard di allarme, mappatura degli incidenti e flussi di lavoro di risposta mobile. Tutto ciò per garantire che i soccorritori possano reagire il più rapidamente possibile a un'aggressione al personale.



Avvisi mobili



Vista elenco degli allarmi correnti

- Sistema che si adatta al modo di lavorare dell'azienda
- Sistema aperto tramite API e possibilità di connessione ad altri sistemi
- Integrazione perfetta con altre fonti di allarme e informazioni contestuali
- Pulsanti antipanico disponibili su una gamma di dispositivi per adattarsi a ogni posto di lavoro
- Ampia gamma di tecnologie di localizzazione Ascom, dalla localizzazione IR ed LF a DECT
- Supporto della localizzazione e della mappatura GPS per applicazioni su ampie aree
- Supporto dei servizi di localizzazione di fornitori terzi (BLE/WiFi) massimizzando il ROI della tecnologia esistente
- Opzioni multiple per il supporto dei flussi di lavoro di risposta mobile
- Dashboard configurabili degli allarmi, dalla semplice visualizzazione a elenco alla mappa interattiva
- Registrazione e reportistica migliorate dell'intero processo in un'unica vista

Software e licenze

La soluzione si basa sul software di gestione degli allarmi e dei flussi di lavoro di livello enterprise Ascom Ofelia. Il software Ofelia consente l'integrazione con sistemi di terze parti per funzionalità come i servizi di localizzazione e la presentazione di allarmi esterni, mentre è abilitato per HTML5 per consentire l'accesso dell'utente da qualsiasi PC o schermo.

Componenti della soluzione

Dispositivi mobili	Articolo	Parte n.
Cercapersone	a72	CHAT-XXXXXX
Ricevitori Dect/Wi-Fi d63, d83, i63	d63, d83, i63	DH7-XXXX, DH8-XXXX, WH2-XXXX
Dispositivi intelligenti (incl. varianti DECT)	Ascom Myco 3, Ascom Myco 4	SH2-XXXX, SH4-XXXX
Dispositivi Android	Dispositivi Android di terze parti	N/D
Software	Articolo	Parte n.
Starter kit per allarme personale	Allarmi personali	OFL-P-ALR-SK
Licenza estesa	Utenti di messaggistica	OFL-USER-X
Licenza estesa	Aggiornamento di Messenger a Protector	OFL-P-ALR-X
Licenza estesa	RTLS di terze parti	OFL-GEO-EXT

Il passo successivo

Contattare il rappresentante Ascom locale per iniziare a implementare gli allarmi per aggressioni al personale sul posto di lavoro.

ascom

Ascom UMS Srl

Via Ponchielli 29
50018 Scandicci (FI)
Italia
it.info@ascom.com
Telefono: +39 055 0512161
www.ascom.com/it

Informazioni su Ascom

Ascom è un fornitore internazionale di soluzioni incentrate sull'ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità. La vision di Ascom punta a colmare le lacune nelle informazioni digitali per facilitare l'adozione delle migliori decisioni possibili, in qualsiasi momento e luogo.

La mission di Ascom è offrire soluzioni mission-critical in tempo pressoché reale in ambienti specifici, caratterizzati da elevata mobilità e requisiti di tempo stringenti. Ascom si avvale del proprio portafoglio esclusivo di prodotti e soluzioni e della propria architettura software specializzata per sviluppare soluzioni di integrazione e mobilità che consentano flussi di lavoro efficaci, efficienti e completi per il settore sanitario nonché per l'industria, il settore della sicurezza e il retail.

Con sede a Baar (in Svizzera), Ascom ha unità operative in 18 Paesi e circa 1.300 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni nominative di Ascom (ASCN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange di Zurigo.